

Injection Moulding (Komposit Injektions Technik)

Bringen Sie Sicherheit in Ihren Workflow. Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten.



„Ich lege regelmäßig direkte Veneers, aber...

„Ich möchte nicht, dass das Schichten ewig dauert – ich brauche Präzision und Geschwindigkeit.“

„Ich suche nach vorhersehbaren Ergebnissen ohne endloses Polieren.“

„Ich möchte eine Technik, die sich nahtlos in meinen bestehenden Workflow integrieren lässt.“

Venus® Flowables sind jetzt offiziell für die Injection Moulding Technik zugelassen.

Die Injection Moulding Technik ermöglicht vorhersagbare ästhetische Ergebnisse bei minimalem Aufwand für die Formgestaltung. Venus Diamond Flow und Venus Bulk Flow ONE bieten die ideale Viskosität und eine nahtlose Farbintegration. Sie behalten die Kontrolle – wir liefern die passenden Materiallösungen für Ihren Workflow.

Warum das wichtig ist:

- **Effiziente Anwendung**
Sparen Sie Behandlungszeit und schaffen Sie Freiräume in Ihrem Terminplan, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen.
- **Natürliche Ästhetik**
Erzielen Sie natürliche ästhetische Ergebnisse mit weniger Aufwand bei der Farbwahl. Die Venus Diamond Flow Pure Shades vereinfachen den restaurativen Workflow durch ein effizientes monochromatisches Farbkonzept.
- **Nahtlose Integration**
Ob digital oder analog: Integrieren Sie die Injection Moulding Technik nahtlos in Ihren bestehenden Workflow. Mit Memosil® 2 und Ihren bevorzugten fließfähigen Kompositen erzielen Sie effizient reproduzierbare, vorhersagbar ästhetische Ergebnisse und schaffen die Grundlage für eine hohe Patientenzufriedenheit.

Choose it. Use it. Love it.



*Speziell unsere fließfähigen Venus Diamond Flow Komposite aus der PURE Linie bieten vorhersehbare ästhetische Ergebnisse bei minimalem Aufwand bei der Farbwahl, Farbnahe und Schichtung (monochromatisch).



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Injection Moulding von Dr. Edoardo Fossati, Italien



Situationsabformung der Ausgangssituation.



Wax-up und Herstellung transparenter Schlüsselformen mit Injektionskanälen.



Isolation, adhäsive Vorbereitung, Komposit-Injektion mit transparenten Schlüsselformen, Polymerisation, Ausarbeitung und Politur.



“Ein fließfähiges Komposit, das bei unterschiedlichen Indikationen konstant zuverlässig funktioniert, ermöglicht es mir, meinen Workflow zu optimieren und gleichzeitig klinische Präzision aufrechtzuerhalten. Besonders schätze ich die Injection Moulding Technik, da sie anatomische Details präzise reproduziert und vorhersagbare, ästhetische Ergebnisse liefert.”

Dr. Sandra Kaiser, Deutschland

Workflow-Tipp

Erstellen Sie mit **Memosil® 2** einen transparenten Silikonschlüssel auf Basis des Wax-ups, um eine präzise Platzierung des Komposits zu ermöglichen.

Verwenden Sie **iBOND® Universal** für eine zuverlässige Haftung und schließen Sie die Behandlung mit Venus Supra Polierern ab, um einen hochglänzenden, natürlichen Look zu erzielen.

Präzision für Sie. Perfektion für Ihre Patienten.



Erfahren Sie mehr:



kulzer.de/venus