

cara Mill – Funktionen im Überblick



	cara Mill 2.5	cara Mill 3.5	cara Mill 3.5 PRO	cara Mill 3.5 PRO+	cara Mill 3.5L	cara Mill 3.5L PRO	cara Mill 3.5L PRO+
Bearbeitung							
Trockenbearbeitung	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Nassbearbeitung	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Bearbeitung von Blank-Discs im Format 98,5mm	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Bearbeitung von Blockmaterialien (CAD/CAM Blöcke)	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Materialien							
Zirkondioxid/Aluminiumoxid	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
PMMA/Kunstharz/PEEK/Komposite/Wachs	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Glaskeramik/Hybridwerkstoffe	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
CoCr Sintermetall	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kobalt-Chrom	✗	✓	✓✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓
Titan	✗	✓	✓✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓
Anwendungen							
Käppchen/Kronen/Inlays/Onlays/Veneers	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Brücken bis 16 Glieder	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Teleskopkronen	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Therapeutische Schienen (Aufbissschienen)	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Modelle	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Modellguss	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Implantat auf Titan-Klebebasis	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Vorgefertigte Abutments aus Ti/CoCr	✓*	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Einteilige Abutments (z. B. PEEK)**	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Einteilige Abutments (CoCr, Titanium)**	✗	✓	✓✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓
Stegstrukturen/einteilige Abutment Brücken auf Implantaten**	✗	✓	✓✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓

* auf Anfrage
 ** fortgeschrittene Kenntnisse notwendig

✓✓ sehr geeignet
 ✓ geeignet
 ✗ nicht geeignet

Kontakt in Deutschland

Kulzer GmbH
 Leipziger Straße 2
 63450 Hanau, Deutschland
 cara-service@kulzer-dental.com
 kulzer.de/cara-mill

Mundgesundheit in besten Händen.



KULZER
 MITSUI CHEMICALS GROUP