


cara Mill – Fräser & Schleifer


3 mm Schaft für cara Mill 2.5

Spezialentwicklungen, optimiert für die jeweiligen Materialien und Maschinen


T31 – 3,0 | 3,0 mm Schaftfräser (Einschneider, Gleitbeschichtung)




T13/T40/T50 – 2,5 | 3,0 mm Radiusfräser (diamantbeschichtet)



T16 – 1,5 | 3,0 mm Radiusfräser universal



T21 – 2,5 | 3,0 mm Radiusschleifstift (diamantiert)



T11 – 2,5 | 3,0 mm Radiusfräser (Einschneider, Gleitbeschichtung)




T14/T41/T51 – 1,0 | 3,0 mm Radiusfräser (diamantbeschichtet)




T17 – 1,5 | 3,0 mm Schaftfräser universal



T22 – 1,0 | 3,0 mm Radiusschleifstift (diamantiert)



T11/T13 – 2,5 | 3,0 mm Radiusfräser




T15/T42/T52 – 0,6 | 3,0 mm Radiusfräser (konisch)



T19 – 0,5 | 3,0 mm Schaftfräser universal



T23 – 0,6 | 3,0 mm Radiusschleifstift (konisch, diamantiert)



T12 – 1,0 | 3,0 mm Radiusfräser (Einschneider, Gleitbeschichtung)



T32 – 0,6 | 3,0 mm Radiusfräser (lang)



T12/T14 – 1,0 | 3,0 mm Radiusfräser



T33/T43/T53 – 0,3 | 3,0 mm Radiusfräser (konisch)



Kontakt in Deutschland

Kulzer GmbH
 Leipziger Straße 2
 63450 Hanau, Deutschland
 cara-service@kulzer-dental.com

kulzer.de/cara-mill

Mundgesundheit in besten Händen.




KULZER
 MITSUI CHEMICALS GROUP

carad Mill – Fräser & Schleifer

6 mm Schaft für carad Mill 3.5, 3.5 PRO, 3.5L, 3.5L PRO

Spezialentwicklungen, optimiert für die jeweiligen Materialien und Maschinen

T1/T6 – 3,0 | 6,0 mm Radiusfräser (kurz)

T1	Ti		bis 15 mm
T6	CoCr milled		

Ø 3,0 mm
6 mm
Blades
Art.-Nr. 6606 9167

T2/T7 – 2,0 | 6,0 mm Radiusfräser (kurz)

T2	Ti		bis 15 mm
T7	CoCr milled		

Ø 2,0 mm
6 mm
Blades
Art.-Nr. 6606 9168

T3/T8 – 1,5 | 6,0 mm Radiusfräser (kurz)

T3	Ti		bis 15 mm
T8	CoCr milled		

Ø 1,5 mm
6 mm
Blades
Art.-Nr. 6607 0901

T4/T9 – 1,0 | 6,0 mm Radiusfräser (kurz)

T4	Ti		bis 15 mm
T9	CoCr milled		

Ø 1,0 mm
6 mm
Blades
Art.-Nr. 6606 9169

T5/T10 – 1,5 | 6,0 mm Schafffräser (kurz, Vierschneider)

T5	Ti		bis 15 mm
T10	CoCr milled		

Ø 1,5 mm
6 mm
Blades
Art.-Nr. 6607 0903

T11 – 2,5 | 6,0 mm Radiusfräser (Einschneider, Gleitbeschichtung)

T11	PMMA WAX PEEK		bis 25 mm
	Ø 2,5 mm		


6 mm
Blade
Art.-Nr. 6606 9158

T12 – 1,0 | 6,0 mm Radiusfräser (Einschneider, Gleitbeschichtung)

T12	PMMA WAX PEEK		bis 25 mm
	Ø 1,0 mm		

6 mm
Blade
Art.-Nr. 6606 9159

T13/T40/T50 – 2,5 | 6,0 mm Radiusfräser (diamantbeschichtet)

T13	Zr		bis 25 mm
T40	SINT		
T50	COMP		

Ø 2,5 mm
6 mm
Blades
Art.-Nr. 6606 9160

T14/T41/T51 – 1,0 | 6,0 mm Radiusfräser (diamantbeschichtet)

T14	Zr		bis 25 mm
T41	SINT		
T51	COMP		


Ø 1,0 mm
6 mm
Blades
Art.-Nr. 6606 9161

T15/T42/T52 – 0,6 | 6,0 mm Radiusfräser (konisch)

T15	Zr PMMA WAX		bis 25 mm
T42	SINT		
T52	COMP		

Ø 0,6 mm
6 mm
Blades
Art.-Nr. 6606 9162

T16/T28 – 1,5 | 6,0 mm Radiusfräser universal

T16	UNIVERSAL		bis 25 mm
T28	Ø 1,5 mm		

6 mm
Blades
Art.-Nr. 6607 0902

T17 – 1,5 | 6,0 mm Schafffräser universal (lang)

T17	Zr PMMA WAX		bis 25 mm
	Ø 1,5 mm		

6 mm
Blades
Art.-Nr. 6607 0905

T18 – 0,5 | 6,0 mm Radiusfräser universal

T18	UNIVERSAL		bis 15 mm
	Ø 0,5 mm		


6 mm
Blades
Art.-Nr. 6607 0906

T19 – 0,5 | 6,0 mm Schafffräser universal

T19	UNIVERSAL		bis 15 mm
	Ø 0,5 mm		


6 mm
Blades
Art.-Nr. 6607 0907

T20 – 0,6 | 6,0 mm Radiusfräser (konisch)

T20	Ti CoCr milled		bis 15 mm
	Ø 0,6 mm		


6 mm
Blades
Art.-Nr. 6606 9170

T21 – 2,5 | 6,0 mm Radiusschleifstift (diamantiert)

T21	glass ceramics		bis 30 mm
	Ø 2,5 mm		


6 mm
Blades
Art.-Nr. 6606 9164

T22 – 1,0 | 6,0 mm Radiusschleifstift (diamantiert)

T22	glass ceramics		bis 30 mm
	Ø 1,0 mm		


6 mm
Blades
Art.-Nr. 6606 9165

T23 – 0,6 | 6,0 mm Radiusschleifstift (konisch, diamantiert)

T23	glass ceramics		bis 30 mm
	Ø 0,6 mm		


6 mm
Blades
Art.-Nr. 6606 9166

T26 – 3,0 | 6,0 mm Radiusfräser (lang)

T26	Ti CoCr milled		bis 20 mm
	Ø 3,0 mm		

6 mm
Blades
Art.-Nr. 6606 9171

T27 – 2,0 | 6,0 mm Radiusfräser (lang)

T27	Ti CoCr milled		bis 20 mm
	Ø 2,0 mm		

6 mm
Blades
Art.-Nr. 6606 9172

T29 – 1,0 | 6,0 mm Radiusfräser (lang)

T29	Ti CoCr milled		bis 20 mm
	Ø 1,0 mm		


6 mm
Blades
Art.-Nr. 6606 9173

T30 – 4,0 | 6,0 mm Schafffräser (Einschneider, Gleitbeschichtung)

T30	PMMA WAX PEEK		bis 30 mm
	Ø 4,0 mm		

6 mm
Blade
Art.-Nr. 6606 9157

T32 – 0,6 | 6,0 mm Radiusfräser (lang)

T32	Zr PMMA WAX		bis 25 mm
	Ø 0,6 mm		

6 mm
Blades
Art.-Nr. 6606 9773

T33/T43/T53 – 0,3 | 6,0 mm Radiusfräser (konisch)

T33	Zr PMMA WAX		bis 25 mm
T43	SINT		
T53	COMP		


Ø 0,3 mm
6 mm
Blades
Art.-Nr. 6606 9163

T34 – 3,0 | 6,0 mm Radiusfräser (lang)

T34	PMMA WAX		bis 30 mm
	Ø 3,0 mm		


6 mm
Blades
Art.-Nr. 6607 0237

T35 – 2,0 | 6,0 mm Radiusfräser (lang)

T35	PMMA WAX		bis 30 mm
	Ø 2,0 mm		


6 mm
Blades
Art.-Nr. 6607 0238

T61 – 3,0 | 6,0 mm Torus-Doppelradiusfräser

T61	Ti CoCr milled		bis 15 mm
	Ø 3,0 mm		


6 mm
Blades
Art.-Nr. 6607 8462

T62 – 2,0 | 6,0 mm Torusfräser (Vierschneider)

T62	UNIVERSAL		bis 15 mm
	Ø 2,0 mm		


6 mm
Blades
Art.-Nr. 6607 7582

T63 – 1,5 | 6,0 mm Torusfräser (Zweischneider) l = 7 mm

T63	UNIVERSAL		bis 15 mm
	Ø 1,5 mm		


6 mm
Blades
Art.-Nr. 6607 7583

T64 – 1,5 | 6,0 mm Torusfräser (Zweischneider) l = 15 mm

T64	UNIVERSAL		bis 15 mm
	Ø 1,5 mm		


6 mm
Blades
Art.-Nr. 6607 7605

T67 – 2,0 | 6,0 mm Schafffräser (Vierschneider)

T67	UNIVERSAL		bis 15 mm
	Ø 2,0 mm		


6 mm
Blades
Art.-Nr. 6607 7581

T68 – 1,5 | 6,0 mm Schafffräser (lang, Vierschneider)

T68	UNIVERSAL		bis 20 mm
	Ø 1,5 mm		


6 mm
Blades
Art.-Nr. 6607 7586

T80 – 2,5 | 6,0 mm Bohrwerkzeug

T80	Ti CoCr milled		bis 20 mm
	Ø 2,5 mm		

6 mm
Drill
Art.-Nr. 6607 7584

T81 – 1,5 | 6,0 mm Bohrwerkzeug

T81	Ti CoCr milled		bis 20 mm
	Ø 1,5 mm		

6 mm
Drill
Art.-Nr. 6607 7585