



cara® i700 wireless*

Leicht, schnell, präzise und mit viel Freiheit.

Starten Sie jetzt mit dem Abformprofi Kulzer Ihre Reise in das Zeitalter des kabellosen Intraoralscannens. Verwirklichen Sie mit dem cara i700 wireless Ihren Wunsch nach einem leichten, schnellen, präzisen und Freiheit bietendem Intraoralscanner.

* powered by Medit.

Mundgesundheits in besten Händen.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

cara® i700 wireless*

Kabellos Einfach komfortabel	Schnell & Präzise Bis zu 70 FPS	Längere Nutzung Akkulaufzeit bis zu 8 Std.	
Leicht 328g	Remote Control Integrierte Fernbedienung	UV-C LED Desinfektion	180° Drehbare Scanspitze

Kategorie	cara i700 wireless	
Scan-Technologie	Scan-Rahmen	Bis zu 70 FPS
	Abbildungstechnologie	3D-in-motion video technology/3D full color streaming capture
	LED Quelle	LED
	„Anti-fogging“-Technologie	Adaptive anti-fogging Technologie (adaptive Anti-Beschlag-Technologie)
Genauigkeit	Ganzkiefer	10,9µm ± 0,98
Handstück	Abmessungen	313 x 44 x 47,4mm
	Gesamtgewicht	328g (inkl. Batterie und Scan-Spitze)
Scan-Spitze	Maße Scan Spitze	22,5x17,1 mm
	Scan-Bereich	15x13 mm
	Autoklavierbar	bis zu 150 mal autoklavierbar 121 °C 30 Minuten 134 °C 4 Minuten (Pre-Vacuum Type) 135 °C 10 Minuten (Gravity Type)
	Drehbare Scanspitze	Ja
Sondermodus	Fernsteuerungsmodus	Ja
	UV-C LED Desinfektion	Ja
Konnektivität	Wireless/Kabellos USB 3.1 Gen 1 (Wireless Hub)	

- Leistungsfähigkeit/Performance des Scanners steht in Abhängigkeit mit der Leistungsfähigkeit/Schnelligkeit des PCs.
- Die Genauigkeit vom i700 wireless wurde durch die Medit Forschungs- und Entwicklungsabteilung ermittelt.



Mehr Informationen:
kulzer.de/i700

* powered by Medit.