

BESTELL-FORMULAR

Fax an: 06181 9689-2982

Mail an: order.dent@kulzer-dental.com

per Post an Kulzer GmbH, CSC HD
Backoffice, Leipziger Straße 2,
63450 Hanau



*Weitere Informationen unter: kulzer.de/BITE

Flexitime Bite Produktprogramm

Produktangebot*	Bestellmenge
<input type="checkbox"/> Flexitime Bite Cartridge Refill 2 x 50 ml Flexitime Bite 12 Mixing Tips green	<input style="width: 50px; height: 50px;" type="text"/>

*Lieferung und Berechnung der Ware erfolgen über Ihren Handelspartner. Unverbindliche Preisempfehlung gemäß Liste Kulzer GmbH 60,00 €. Es gelten die Preise Ihres Handelspartners.

Für mehr Informationen oder weitere Angebote zu Produkten aus unserem Sortiment wenden Sie sich gerne an Ihren zuständigen Ansprechpartner im Außendienst: kulzer.de/Kundenberater

Bitte liefern Sie über meinen Handelspartner (Namen und Ort angeben)

Handelspartner Ort

Praxis

Name

E-Mail

Straße/Ort

Datum/Unterschrift

Praxisstempel

Mit meiner Unterschrift willige ich in die Speicherung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten (Name, Adresse und E-Mail-Adresse) für Zwecke der Beratung durch die Kulzer GmbH ein. Wenn ich mich auf der Kulzer Webseite für Newsletter anmelde oder Informationen zu Produkten und Dienstleistungen anfordere, wird Kulzer meine personenbezogenen Daten unter Umständen dazu nutzen, die E-Mail-Aussendungen für mich zu optimieren und mir weitere Informationen per E-Mail zuzusenden. Falls ich hiermit nicht einverstanden sein sollte, kann ich dies jederzeit mitteilen, damit Kulzer meine personenbezogenen Daten entsprechend sperren bzw. löschen kann. Ich kann mich von den Mailings selbstverständlich jederzeit wieder abmelden. * Lieferung und Berechnung der Ware erfolgen über Ihren Handelspartner. Es gelten die Preise Ihres Handelspartners.

**STARK.
EXAKT.
SCHNELL.**

BITE!

BISSREGISTRIERUNG.



FLEXITIME® BITE
STARK. EXAKT. SCHNELL.
 MUNDEGESUNDHEIT IN BESTEN HÄNDEN.



PRÄZISE UND BEQUEM.

**BISSREGISTRIERUNG
NACH NUR 30 SEKUNDEN
MUNDVERWEILDAUER**

FLEXITIME BITE – DAS UNIVERSELLE BISSREGISTRIERUNGSMATERIAL

Flexitime Bite ist scanbar und damit neben der klassischen Bissregistrierung, auch für die puderfreie optische Datenerfassung der Antagonisten im Rahmen der CAD/CAM-Technologie einsetzbar.

MATERIALEIGENSCHAFTEN, DIE EINDRUCK HINTERLASSEN – IHRE VORTEILE:

STARK

Shore-Härte D 40 für stabile Lagezuordnung. Die hohe Endhärte verhindert ein ungewünschtes Federn bei der Zuordnung der Kiefermodelle. Das abgebundene Material ist einfach beschneid- und fräsbar, bei minimaler Bruchgefahr.

EXAKT

Die sahnartige Konsistenz gewährleistet ein widerstandsarmes und damit präzises Zubeißen. Dabei hält die ausgeprägte Thixotropie Flexitime Bite auf den Okklusalfächen und ermöglicht eine einfache Mundentnahme.

SCHNELL

Nur 30 Sek. Mundverweildauer helfen Patienten bei der präzisen Positionierung und bieten hohen Komfort. Flexitime Bite ermöglicht Ihnen mit einer angenehmen Verarbeitungszeit von 30 Sek. ein bequemes Arbeiten.

FLEXITIME BITE IST VIELFÄLTIG EINSETZBAR

- Standardbissregistratur in Schlussbissstellung
- Beschichtung von Bissgabeln
- Schlüsselmaterial für Stützstiftregistratur
- Herstellung kleiner Modellsegmente
- Puderfreie optische 3D-Datenerfassung der Antagonisten im Rahmen der CAD/CAM-Technologie

