



Austromat® 654 press-i-dent®

Der Kombiofen zum Pressen und Brennen von Dentalkeramik unter Vakuum.

Präzision und Intuition im Brennpunkt.

Der frei programmierbare Austromat® 654 press-i-dent® bringt höchste Keramikqualität in Ihr Labor. Jede Keramikarbeit ist einzigartig, denn sie wird ästhetisch, funktional, spezifisch und mit Ihrer Kreativität kunstvoll erstellt, um dem natürlichen Zahn so nahe wie möglich zu kommen. Ihr Freiraum für beste Ergebnisse ist darum unser Anliegen.



Das könnte Ihre Presskeramik zu diesem Brennofen sein.

Mundgesundheits in besten Händen.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Austromat® 654 press-i-dent®, der Ofen zum Pressen und Brennen von Dentalkeramik unter Vakuum bietet Ihnen:

- Hervorragende Press- und Brennergebnisse.
- Elektromechanisches Press-System ermöglicht das Pressen mit bis zu 5 Stempeln oder 5 unterschiedlichen Farben gleichzeitig.
- Übersichtlicher Programm-Manager mit 200 Programmen.
- Intuitive, anwenderorientierte Bedienoberfläche.
- Großer kratzfester Glas-Touch-Screen.
- USB Schnittstelle für einfachen Datentransfer, Software-Update oder Bedienung über eine Computer-Maus.
- Autodry® – für gezieltes Trocknen und präzises Abkühlen.



Weitere mögliche Optionen:

- Anbindung an DEKEMA® Internet-Datenbank.
- Bedienung über PC oder MAC via JAVA™ Internet-Browser.
- Bedienung über iPod® touch, iPhone® oder iPad®.
- Umfangreiche Qualitäts-Management Möglichkeiten.

DEKEMA® Autodry®:

Simuliert die Temperaturmessung am Objekt und reguliert über den vibrationsfreien Lift automatisch den Abstand zwischen Brennojekt und Brennkammer für präzise Trocken- und Abkühlphasen. Autodry® wurde hierbei noch verfeinert und auf die Bedürfnisse der modernen Keramiken abgestimmt.

Automatische Selbstüberprüfung:

Interne Testroutinen überwachen die Temperatur lückenlos während des Programmablaufs.

Checkprogramm:

Zur Bestimmung der Wartungsintervalle ist eine automatische Diagnoseroutine für alle Systemkomponenten integriert.

Setup:

Einheiten, Sprache, Datum, Uhrzeit, Bildeinstellungen, Netzwerk (optional), Generalcode, Ofenkennung, akustisches Signal, Trockentemperatur, Heizungseinstellungen, Langzeitbereitschaft, Lifteinstellungen, Checkprogramm, Reinigungsbrand, Temperaturkalibrierung, Dichtigkeitstest, Drucker, Qualitätsmanagement (optional), Diagnosedaten, Login-Daten (optional), Backup/Recovery, FTP Server Login (optional) uvm.

Netzwerk (optional):

JAVA™ Technologie für Bedienung über IE6, Firefox, Opera, Safari etc.; unterstützt kabelgebundene Einrichtungen mit automatischer IP-Adresse (DHCP); FTP Client/Server; OPC Server Unterstützung

Anschlüsse:

2 USB, 1 Ethernet (RJ 45)

Lieferumfang:

Keramikofen AUSTROMAT® 654 press-i-dent®, Brenntisch, Presstisch, Vakuumpumpe, Bedienungsanleitung, Pinzette, Netzkabel

Software-Optionen zur Funktionserweiterung (optional):

Internet Zugang, JAVA™-Remote Zugang, VNC Remote Zugang, Ftp-Server, Ftp-Client, Qualitätsmanagement, X-DREAM®, OPC Server

Technische Daten

Austromat® 654 press-i-dent®
Art.-Nr.: 66059711

Nennspannung
220–240V

Nennfrequenz
50–60Hz

Leistungsaufnahme
230V: max. 1500VA (inkl. Pumpe)

Abmessung (HxBxT)
653 mm x 330 mm x 385 mm

Gewicht
24,5 kg (ohne Pumpe)
7,5 kg (Pumpe)

Unsere Laborprodukte sind nach der europäischen EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU mit einem CE-Kennzeichen versehen.

DEKEMA®, DEKEMA® Autodry® und X-DREAM® sind eingetragene Marken der DEKEMA Dental-Keramiköfen GmbH · Firefox® ist eine eingetragene Marke der Mozilla Foundation · Safari®, Mac®, iPad®, iPod® und iPhone® sind eingetragene Marken der Apple Inc. · JAVA® ist eine eingetragene Marke der Oracle America, Inc. · Opera® ist eine eingetragene Marke der Opera Software A/S · VNC® ist eine eingetragene Marke der RealVNC Ltd.