

PERFEKTE RETRAKTION

RetraXil®

Starter Pack

(8) Adstringierende Retraktionspaste

(8) Astringent retraction paste



KULZER

MITSUI CHEMICALS GROUP

RetraXil®

Zuverlässige Frei- und Trockenlegung des Sulkus – minimalinvasiv und komfortabel in der Anwendung

Die Retraktionspaste RetraXil® sorgt für einen sauber geöffneten Gingivasulkus und perfekt freigelegte, blutungsfreie Präparationsgrenzen.

- » Elastische, fadenähnliche Retraktionspaste – kein Kräuseln, kein Abreißen, klebt nicht
- » Effektives Weichgewebsmanagement
- » Ökonomisches Arbeiten – stabile Spritze für die Mehrfachanwendung
- » Einfache und atraumatische Anwendung – dünnste Applikationskanüle am Markt

Mundgesundheit in besten Händen.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

RetraXil® – Perfekte Retraktion

Effiziente, gingivale Retraktion in Perfektion.

Mit höchsten Standards in Wirkung, Handhabung und Sicherheit.

Hervorragende Handhabungseigenschaften

- Effiziente Gingiva-Retraktion: RetraXil sorgt dank seiner elastischen, fadenähnlichen Paste für einen sauberen, trockenen Sulkus.
- Effektives Weichgewebsmanagement und mehr Patientenkomfort: Die dünnste Kanüle am Markt ermöglicht eine einfache und komfortable Applikation, wodurch Verletzungen der Gingiva vermieden werden können.
- Flexibel, weil kompatibel: Anwendbar als Alternative für oder in Kombination mit Retraktionsfäden und kompatibel mit analogen und digitalen Abformtechniken.

Sicherheit bei der Anwendung

- Kein Risiko einer systemischen Überdosierung. RetraXil ist zur Anwendung fertig gemischt und basiert auf adstringierendem Aluminiumchlorid.
- Der blaue Farbkontrast zum Zahnfleisch und zu den Zähnen bietet gute Sichtbarkeit und Kontrolle für ein rückstandsloses Abspülen.
- Die innovative Aufdrehhilfe ermöglicht ein sicheres Auf- und Abdrehen der Kanüle.

Wirtschaftlich und zeitsparend

- Ökonomische Anwendung: Stabile Spritze für Mehrfachanwendung sowie deutliche Reduzierung von überflüssigen Materialabfällen – im Vergleich zu Kapsel-Lösungen (PLT).
- Weniger Arbeitsschritte im Vergleich zur Faden-Technik notwendig.

Kundenfeedback zu RetraXil®:

98%
Weiterempfehlungsrate
unter befragten
Zahnärzten*







„Großartige und starke Ergänzung auf dem Markt, ich liebe das Produkt. Werde es definitiv immer wieder verwenden.“*

„Ich war sehr zufrieden mit der Konsistenz der Paste. Lässt sich leicht und rückstandslos abwaschen und trocknete den Sulkus effizient.“*

„RetraXil wäre meine Wahl gegenüber den adstringierenden Kapseln. Es ist benutzerfreundlicher und hinterlässt keine Rückstände.“*

* Basierend auf einer 12-Punkte-Umfrage unter Zahnärzten in verschiedenen Ländern – Daten liegen vor.

RetraXil® bietet dank der dünnsten Kanüle auf dem Markt einen atraumatischen und einfachen Zugang zum Sulkus

RetraXil®	Mitbewerber 1	Mitbewerber 2	Mitbewerber 3	Mitbewerber 4	Mitbewerber 5
					
Ø 0,9 mm	Ø 1,25 mm	Ø 1,25 mm	Ø 1,4 mm	Ø 1,4 mm	Ø 1,6 mm
Kanüle	PLT	Kanüle	PLT	PLT	Kanüle

Artikelnummer	Artikel	Inhalt
Artikel		
66077159	RetraXil Starter Pack	4 x 1 g RetraXil 2 x Aufdrehhilfe 20 x Kanülen
66077158	RetraXil Value Pack	20 x 1 g RetraXil 10 x Aufdrehhilfe 100 x Kanülen
Refill		
66087214	RetraXil Aufdrehhilfe Refill	2 x 10 Aufdrehhilfen
66087215	RetraXil Kanüle Refill	5 x 20 Kanülen



[Kulzer.de/Retraxil](https://www.kulzer.de/Retraxil)