



xantasil® Alginatsubstitut
Komfort in Form.

Mundgesundheit in besten Händen.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

xantasil® Alginatsubstitut

Passt sich Ihrer Arbeitsorganisation an. Nicht umgekehrt.

Hier wird Ihr Komfort groß geschrieben.

In der Praxis gibt es täglich tausend Dinge gleichzeitig zu tun. Da heißt es vorausschauend zu planen. Und sich die Arbeitsabläufe so einfach wie möglich zu machen. Darum kümmern wir uns für Sie, auch im Bereich der Abformmaterialien.

Speziell für die Anforderungen der Situationsabformung haben wir xantasil für Sie entwickelt. Seine **langfristige Dimensions- und Lagerstabilität** bringt mehrfach Entspannung in Ihre Zeitplanung. Mit dem additionsvernetzenden, elastomeren Alginatsubstitut erhalten Sie robuste Abformungen. Das bringt Entspannung in die Durchführung der weiteren Verarbeitungsschritte. Sie können die Abformung zu einem **späteren Zeitpunkt** und **mehrfach ausgießen**, denn sie ist überzeugend formstabil. Damit entfällt auch die Notwendigkeit der Mehrfachabformung. Das werden Ihre Patienten ebenso zu schätzen wissen wie Sie selbst. Und: Die Anwendung dieses mittelfließenden Alginatsubstituts ist denkbar einfach.

Hatten wir schon erwähnt, dass auch Probleme mit dem Labor vermieden werden? Sollte dort einmal ein Auftragsüberhang die Weiterverarbeitung verzögern, profitieren Sie auch hier von der Dimensionsstabilität.

► xantasil ist ganz einfach die clevere Alternative zu traditionellen Alginaten.

Alles für die Situationsabformung

Mit xantasil werden **alle typischen Indikationsbereiche der Situationsabformung** abgedeckt. Es kann anstelle von traditionellen Alginaten zur Abformnahme von Provisorien, kieferorthopädischen Modellen, Schienen und zur Gegenkieferdarstellung eingesetzt werden.


Beeindruckende Dimensionsstabilität



Prüfkörper mit Lineal.



Schrumpfverhalten von xantasil nach mehreren Wochen.



Schrumpf eines führenden Wettbewerber-Alginates nach 24 Std.



Der dimensionsstabile Abdruck für den dauerhaft guten Eindruck.

Vorteile, die beeindrucken.

Langfristige Dimensionsstabilität

- Mehr Flexibilität und Komfort beim Ausgießen von Abformungen – kein Zeitdruck.
- Späteres Ausgießen ohne Genauigkeitsverlust möglich.
- Mehrfaches Ausgießen einer Abformung möglich.
- Bessere Detailwiedergabe im Vergleich zu traditionellen Alginaten.
- Mehrere Wochen lagerfähig.



Automatisches Anmischen

- Kompatibel mit dem Dynamix speed Mischgerät.
- Exzellente blasenfreie, homogene Mischqualität.
- Hygienische Verarbeitung ohne Staubbildung und Reinigung.
- Aufwands- und Zeitersparnis aufgrund der gebrauchsfertigen Darreichungsform und der geringeren Anzahl an Arbeitsschritten (im Vergleich zu traditionellen Alginaten).
- Materialersparnis – nur die benötigte Materialmenge wird ausgefördert.

Einfache Reinigung und Desinfektion

- Leichte und gründliche Desinfektion dank der Dimensionsstabilität (kein Aufquellen).
- Wenige Verarbeitungsschritte halten den Reinigungsaufwand gering.

Hohe Abformoberflächenqualität

- Für optimale Oberflächengüte des Modells.
- Geringer Nachbearbeitungsaufwand von Modellen und Provisorien.

Geringe Shore A Härte, hohe Verformung unter Druck

- Einfaches Beschneiden der Abformung.
- Leichte Entnahme des Abdrucks aus dem Mund.
- Leichte Modellentnahme.

xantasil Dynamix Fast Set

3 x (2 x 380 ml)
inkl. 2 Dynamix Mixing Tips
1 Fixation Ring
Art. Nr.: 66052101

xantasil Fast Set

6 x 50 ml
inkl. 6 Mixing Tips green
Art. Nr.: 66052102

- ▶ **Die schnelle und komfortable Alternative:** Anwender des Dynamix speed Mischgeräts wissen die schnelle, komfortable und hygienische Alternative des automatischen Anmischens zu schätzen. Auch xantasil ist kompatibel mit dem Dynamix speed-System.



PreVISION Temp

Das widerstandsfähige Provisorium für den ästhetischen Anspruch.

- **Für Ihren Komfort:** PreVISION Temp verbindet einfache, unkomplizierte Verarbeitung und sehr gute Polierbarkeit zu hochästhetischen Resultaten, die sich sehen lassen können.
- **Für Ihre Sicherheit:** Dank der idealen mechanischen Eigenschaften von PreVISION Temp erhalten Sie stabile, bruchsichere Provisorien. Das freigesetzte Fluorid bietet zusätzlich Schutz.
- **Für Ihren guten Ruf:** Mit PreVISION Temp hat Ihr Patient ein sicheres Gefühl und kann sich vorab einen Eindruck von der endgültigen Versorgung machen.



Kontakt in Deutschland

Kulzer GmbH
Leipziger Straße 2
63450 Hanau, Deutschland
info.dent@kulzer-dental.com