

Flexitime® Bite

Moderne Bissregistrierung.

Flexitime Bite ist ein scanbares Bissregistrierungsmaterial; für die universelle Bissregistrierung als auch für die puderfreie optische Datenerfassung der Antagonisten im Rahmen der CAD/CAM-Technologie.

Ihr Nutzen durch die hervorragenden Materialeigenschaften:

- Flexitime Bite ist extrahart und präzise. Die sehr hohe Endhärte von Shore D 40 verhindert unerwünschte Verschiebungen (Federn) beim Einstellen der Abdrücke im Artikulator.
- Die ausgeprägte Thixotropie verhindert das Abfließen von der Kaufläche in die Interdentalräume und ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Mund.
- Das Material zeigt eine hervorragende Scannbarkeit für die puderfreie 3D-Datenerfassung von Antagonisten für die CAD/CAM-Technologie.

Ihre Vorteile ergeben sich aus den ausgezeichneten Handhabungseigenschaften:

- Flexitime Bite ist extrem schnell und zeichnet sich durch eine komfortable Verarbeitungszeit von 30 Sekunden sowie eine schnelle intraorale Abbindezeit von nur 30 Sekunden für erhöhten Patientenkomfort aus.
- Das ausgehärtete Material lässt sich leicht trimmen und beschleifen und birgt ein minimales Frakturrisiko.
- Die cremig-aufgeschlagene Konsistenz sorgt für ein widerstandsarmes Zubeißen.

Flexitime Bite ist breit einsetzbar:

- Standard-Bissregistrierung in der Okklusionsposition (Schlussbissstellung).
- Beschichtung von Bissgabeln.
- Schlüsselmaterial für die Stützstiftregistrare.
- Herstellung kleiner Modellsegmente.
- Puderfreie optische Datenerfassung von Antagonisten für die CAD/CAM-Technologie.

