

Flexitime®

Promotion

AKTIONS-
PREIS*
Trial Kit



Das müssen Sie probieren!

Lernen Sie das flexible Zeitkonzept von Flexitime kennen – das Präzisionsabformmaterial mit flexibler Verarbeitungszeit und stets kurzer intraoraler Abbindezeit.

Mundgesundheit in besten Händen.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Flexitime®

Präzisionsabformmaterial mit flexiblem Zeitkonzept.

- Bereit, wenn Sie es sind! Sie entscheiden nach Ihrem zeitlichen Bedarf. Je nach Komplexität der Indikation bietet Ihnen das Material eine flexible Verarbeitungszeit zwischen 1:00–2:30 min.
- Mit Einsetzen des Abformlöffels in die Mundhöhle des Patienten startet der beschleunigte Abbindeprozess. Hierbei unterstützt die spezielle Flexitime-Formel – welche die Polymerisationskinetik über die Mundtemperatur steuert – Ihr präzises Abform-Timing.
- Die flexible Verarbeitungszeit und die kurze Mundverweildauer (2:30 min.) sind für alle Flexitime Präzisionsabformmaterialien identisch – für einen übersichtlichen und effizienten Workflow.

Innovatives Zeitkonzept (beispielhafter Zeitbedarf)			
	Flexible Verarbeitungszeit	Kurze Mundverweildauer	
Flexitime Mehrgliedriger Zahnersatz	2:30 min.	2:30 min.	
Flexitime Einzelzahnersatz	1:00 min.	2:30 min.	

Ja, ich möchte bestellen:



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Aktionspreis*	Anzahl
Flexitime Trial Kit				
66041064	Easy Putty & Flow Handmix	1 x 600ml Easy Putty, 1 x 50ml Light Flow, 1 x 50ml Medium Flow, inkl. Tips, 1 x 10ml Universal Adhesive	99,00€	
66041065	Dynamix Putty & Flow Machine Mix	1 x 380ml Dynamix Putty, 10 Dynamix Mixing Tips, 1 Dynamix Fixation Ring, 1 x 50ml Light Flow, 1 x 50ml Medium Flow, inkl. Tips, 1 x 10ml Universal Adhesive	99,00€	
66041071	Dynamix Heavy Tray & Flow Machine Mix	1 x 380ml Dynamix Heavy Tray, 10 Dynamix Mixing Tips, 1 Dynamix Fixation Ring, 1 x 50ml Light Flow, 1 x 50ml Medium Flow, inkl. Tips, 1 x 10ml Universal Adhesive	99,00€	
66035989	Dynamix Monophase Machine Mix	1 x 380ml Dynamix Monophase, 10 Dynamix Mixing Tips, 1 Dynamix Fixation Ring, 1 x 10ml Universal Adhesive	99,00€	
66041063	Heavy Tray & Flow Automix	2 x 50ml Heavy Tray, 1 x 50ml Light Flow, 1 x 50ml Medium Flow, inkl. Tips, 1 x 10ml Universal Adhesive	79,00€	

Jetzt probieren und das Flexitime Trial Kit bestellen:
 per Fax an 06181 9689-3987, per E-Mail an aktionen@kulzer-dental.com
 oder auf unserer Aktionsseite: kulzer.de/order-flexitime

Bitte liefern Sie über mein bevorzugtes Dentaldepot/Dentalthändler (Name und Adresse angeben)

Händler: _____ Stadt: _____

Absender:
 Name _____

Adresse _____ Praxisstempel

PLZ/Stadt _____

Datum/Unterschrift _____

Mit meiner Unterschrift willige ich in die Speicherung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten (Name, Adresse und E-Mail-Adresse) für Zwecke der Beratung durch die Kulzer GmbH ein. Wenn ich mich auf der Kulzer Webseite für Newsletter anmelde oder Informationen zu Produkten und Dienstleistungen anfordere, wird Kulzer meine personenbezogenen Daten unter Umständen dazu nutzen, die E-Mail-Aussendungen für mich zu optimieren und mir weitere Informationen per E-Mail zuzusenden. Falls ich hiermit nicht einverstanden sein sollte, kann ich dies jederzeit mitteilen, damit Kulzer meine personenbezogenen Daten entsprechend sperren bzw. löschen kann. Ich kann mich von den Mailings selbstverständlich jederzeit wieder abmelden. * Lieferung und Berechnung der Ware erfolgen über Ihren Handelspartner. Es gelten die Preise Ihres Handelspartners. Aktion nur gültig bei teilnehmenden Fachhandel.

Kontakt in Deutschland

Kulzer GmbH · Leipziger Straße 2 · 63450 Hanau · Deutschland · kulzer.de

Kontakt in Österreich und der Schweiz

Kulzer Austria GmbH · Andromeda Tower · Donau-City-Straße 6, Top 2.0G/1 · A-1220 Wien · officeAT@kulzer-dental.com · kulzer.at