




# DIMA PRINT LEISTUNGSÜBERSICHT



BILD	MATERIAL	INDIKATION	MD KLASSE	FARBE	DRUCKZEIT	ENTSPRECHENDE DRUCKZEIT PRO TEIL*	Ca. KOSTEN PRO TEIL [€] **
	dima Print C&B temp	Temp.Kronen & Brücken, insgesamt 102 Einheiten	Ila	A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, BL1	1 h 34 min	3 min	0,38€
	dima Print Cast ruby	CAD to cast, insgesamt 19 Einheiten	entfällt	rot	1 h 28 min	5 min	0,28€
	dima Print Denture Base	Totalprothesenbasen, 10 Sättel	Ila	original pink, pink light, light reddisch pink, dark pink	1 h 44 min	12 min	5,91€
	dima Print Denture Teeth	Prothesenzähne	Ila	A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, BL1	1 h 35 min	4 min	0,28€
	dima Print Splint clear	6 Schienen/ Nightguards	Ila	transparent klar	1 h 18 min	13 min	2,25€
	dima Print Stone beige	4 große Modelle mit herausnehmbaren Stümpfen	entfällt	Gips beige	50 µm: 3 h 27 min 100 µm: 1 h 30 min	50 µm: 52 min 100 µm: 22 min	12,47€








\*abhängig von verschiedenen Faktoren, insbesondere von der Auslastung der Bauplattform, Berechnung auf der Grundlage der Auslastung der Bauplattform, wie in der Abbildung dargestellt

\*\*basierend auf UVP - ohne kalkulierte Nachlässe!



# DIMA PRINT LEISTUNGSÜBERSICHT

BILD	MATERIAL	INDIKATION	MD KLASSE	FARBE	DRUCKZEIT	ENTSPRECHENDE DRUCKZEIT PRO TEIL*	Ca. KOSTEN PRO TEIL [€] **
	dima Print Stone beige	5 Modelle für Schienen	entfällt	Gips beige	50 µm: 2 h 52 min 100 µm: 1 h 15 min	50 µm: 34 min 100 µm: 15 min	9,54 €
	dima Print Stone beige	Ein Modell für Schienen	entfällt	Gips beige	50 µm: 3 h 9 min 100 µm: 1 h 18 min	50 µm: 3 h 9 min 100 µm: 1 h 18 min	10,32 €
	dima Print Guide & Tray	5 Abformlöffel	I	transparent hell orange	150 µm: 1 h 43 min 100 µm: 2 h 20 min	150 µm: 21 min 100 µm: 28 min	7,15 €
	dima Print Try-in	Try-ins, 6 Sättel	Ila	white	1 h 01 min	10 min	9,79 €
	dima Print Stone beige Smart	Ein Modell für Schienen	entfällt	Gips beige	100 µm: 14 min	14 min	3,53 €
	dima Print Stone beige Smart	6 Modelle für Schienen	entfällt	Gips beige	100 µm: 16 min	3 min	3,53 €

\*abhängig von verschiedenen Faktoren, insbesondere von der Auslastung der Bauplattform, Berechnung auf der Grundlage der Auslastung der Bauplattform, wie in der Abbildung dargestellt

\*\*basierend auf UVP - ohne kalkulierte Nachlässe!