



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

2026
Labor

**feels^o
like
kulzer**

Neuheiten und Angebote für Ihr Labor
gültig von 01.03. – 30.06.2026

1

dima Mill Zirconia Base / Shine / Multi

Discs für Fräsmaschinen

Mit der Neustrukturierung des dima Mill Zirconia Sortiments setzt Kulzer neue Maßstäbe in der digitalen Zahnrestauration. Das neue Portfolio wurde nach dem Prinzip „Von Kunden, für Kunden“ optimiert und durch drei leistungsstarke Linien ersetzt:

- **dima Mill Zirconia Base & dima Mill Zirconia Shine (Mono-Layer)** – ideal als solide Basis für die Verblendung mit HeraCeram Zirkonia 750 Keramik. Die Besonderheit liegt in dem ausgewogenen Verhältnis von gleichzeitig vergleichsweise hoher Lichtdurchlässigkeit und Biegefestigkeit. Damit empfiehlt sich das Material vorbehaltlos und flexibel für ein besonders breites Indikationsspektrum.
- **dima Mill Zirconia Multi (Multi-Layer) mit 4D-Effekt** – Das neue Multitalent vereint einen integrierten Festigkeitsverlauf mit natürlicher Transluzenz für ästhetische, monolithische Versorgung. Dank sanfter Schichtübergänge entstehen natürliche Farbverläufe, die sich perfekt an den VITA Classical Shade Guide anpassen.



Base

Transluzenz
41 %
Biegefestigkeit
> 1.150 MPa
3Y



Shine

Transluzenz
45 %
Biegefestigkeit
> 1.150 MPa
4Y



Multi

Integrierter Transluzenzverlauf
45 – 49 %
Integrierter Biegefestigkeitsverlauf
> 800 – 1.150 MPa
4Y – 5Y

Base

Mono-Layer - die solide Basis für verfärbte Stümpfe

Material u.a. für die Versorgung von verfärbten Stümpfen oder Implantatsuprastrukturen. 3Y Monolayer Material in den Farben white, A1 – A4, B2, B3, C2, D3 und den Höhen 14, 18, 22, 25 mm



dima Mill Zirconia Base		Art.-Nr.	Preis in €
dima Mill Zirconia Base, white			
dima Mill Zirconia Base white 98.5x14mm	white	6610 0544	144,00
dima Mill Zirconia Base white 98.5x18mm	white	6610 0545	164,00
dima Mill Zirconia Base white 98.5x22mm	white	6610 0546	194,00
dima Mill Zirconia Base white 98.5x25mm	white	6610 0547	214,00
dima Mill Zirconia Base, A-Farben			
dima Mill Zirconia Base A1 98.5x14mm	A1	6610 0548	149,00
dima Mill Zirconia Base A1 98.5x18mm	A1	6610 0549	169,00
dima Mill Zirconia Base A1 98.5x22mm	A1	6610 0550	199,00
dima Mill Zirconia Base A1 98.5x25mm	A1	6610 0551	219,00
dima Mill Zirconia Base A2 98.5x14mm	A2	6610 0552	149,00
dima Mill Zirconia Base A2 98.5x18mm	A2	6610 0553	169,00
dima Mill Zirconia Base A2 98.5x22mm	A2	6610 0554	199,00
dima Mill Zirconia Base A2 98.5x25mm	A2	6610 0555	219,00
dima Mill Zirconia Base A3 98.5x14mm	A3	6610 0556	149,00
dima Mill Zirconia Base A3 98.5x18mm	A3	6610 0557	169,00
dima Mill Zirconia Base A3 98.5x22mm	A3	6610 0558	199,00
dima Mill Zirconia Base A3 98.5x25mm	A3	6610 0559	219,00
dima Mill Zirconia Base A3.5 98.5x14mm	A3.5	6610 0560	149,00
dima Mill Zirconia Base A3.5 98.5x18mm	A3.5	6610 0561	169,00
dima Mill Zirconia Base A3.5 98.5x22mm	A3.5	6610 0562	199,00
dima Mill Zirconia Base A3.5 98.5x25mm	A3.5	6610 0563	219,00
dima Mill Zirconia Base A4 98.5x14mm	A4	6610 0564	149,00
dima Mill Zirconia Base A4 98.5x18mm	A4	6610 0565	169,00
dima Mill Zirconia Base A4 98.5x22mm	A4	6610 0566	199,00
dima Mill Zirconia Base A4 98.5x25mm	A4	6610 0567	219,00

Material

- 3Y-TZP Zirkoniumdioxid, Typ II, Klasse 5 nach DIN EN ISO 6872
- Biegefestigkeit: ≥ 1.150 MPa
- Transluzenz von 35 %
- präzise Ränder und Kanten durch hochverdichtetes Material „Made in Germany“
- Verblendung ist mit jeder Keramikmasse möglich, die auf den WAK ($10,5 \pm 0,5$) -10-6-K-1 von ZrO2 abgestimmt ist
- stets reproduzierbare Farben

Sinterprogramme für Kronen & Brücken

Programm	Starttemperatur [°C]	Aufheizen [°C/min]	Endtemperatur [T _{max} °C]	Haltezeit [min]	Abkühlen [°C/min]	Sinterzeit [h]
Standard	Raumtemperatur	10	1.450	120	10	06:28
Fast*		10	1.500	30	40*	03:31

* Brücken bis maximal 3 Einheiten

2+1

Testangebot
gültig für
alle Farben /alle Höhen
dima Mill Zirconia
bei Erstkauf



dima Mill Zirconia Base		Art.-Nr.	Preis in €
dima Mill Zirconia Base, B-Farben			
dima Mill Zirconia Base 98,5x14mm	B2	6610 0572	149,00
dima Mill Zirconia Base 98,5x18mm	B2	6610 0573	169,00
dima Mill Zirconia Base 98,5x22mm	B2	6610 0574	199,00
dima Mill Zirconia Base 98,5x25mm	B2	6610 0575	219,00
dima Mill Zirconia Base 98,5x14mm	B3	6610 0576	149,00
dima Mill Zirconia Base 98,5x18mm	B3	6610 0577	169,00
dima Mill Zirconia Base 98,5x22mm	B3	6610 0578	199,00
dima Mill Zirconia Base 98,5x25mm	B3	6610 0579	219,00
dima Mill Zirconia Base, C-Farben			
dima Mill Zirconia Base 98,5x14mm	C2	6610 0588	149,00
dima Mill Zirconia Base 98,5x18mm	C2	6610 0589	169,00
dima Mill Zirconia Base 98,5x22mm	C2	6610 0590	199,00
dima Mill Zirconia Base 98,5x25mm	C2	6610 0591	219,00
dima Mill Zirconia Base, D-Farben			
dima Mill Zirconia Base 98,5x14mm	D3	6610 0604	149,00
dima Mill Zirconia Base 98,5x18mm	D3	6610 0605	169,00
dima Mill Zirconia Base 98,5x22mm	D3	6610 0606	199,00
dima Mill Zirconia Base 98,5x25mm	D3	6610 0607	219,00
dima Mill Zirconia Base 98,5x14mm	BL1	6610 0612	149,00
dima Mill Zirconia Base 98,5x18mm	BL1	6610 0613	169,00
dima Mill Zirconia Base 98,5x22mm	BL1	6610 0614	199,00
dima Mill Zirconia Base 98,5x25mm	BL1	6610 0615	219,00

Indikationen

Beste Flexibilität für alle Indikationen: Teilkronen, teil- oder vollverblendete Kronen und Brücken (bis 14 Glieder). Individuelle Aufbauten für den Front- und Seitenzahnbereich auf natürlichen Zahnpfeilern und Implantaten.

Die richtigen Einstellungen in der CAD-Software

Bei der Konstruktion der Systeme sind folgende Parameter zu beachten:

		Kronen	Maryland-Brücken	Brücken
Mindestgerüststärke	anterior	0,4 mm	0,4 mm	0,6 mm
	posterior	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm
Konnektoren	anterior	–	6 mm ²	6 mm ²
	posterior	–	9 mm ²	9 mm ²
Gerüstdesign	Anatomische Zahnformen (verblendkeramikunterstützend); vollanatomisch			

Shine

Shine bright like a diamond

High-End Ästhetik. Für den natürlich durchscheinenden Dentinkern.
4Y Monolayer Material in 15 Farben.
Verfügbare Höhen: 14, 18, 22 und 25 mm.



Programm	dima Mill Zirconia Shine	Starttemperatur [°C]	Aufheizen [°C/min]	Endtemperatur [T ^{max} °C]	Haltezeit [min]	Abkühlen [°C/min]	Sinterzeit [h]
Standard	Kronen & Brücken	Raumtemperatur	10	1.450	120	10	06:28
Fast**			10	1.500	30	40**	03:31
Speed*			≤ 99	1.530	5	40	00:54

* Einzelrestorationen ** Brücken bis maximal 3 Einheiten

dima Mill Zirconia Shine Disc		Art.-Nr.	Preis in €
dima Mill Zirconia Shine white			
dima Mill Zirconia Shine white 98.5x14 mm	white	6610 0620	149,00
dima Mill Zirconia Shine white 98.5x18 mm	white	6610 0621	169,00
dima Mill Zirconia Shine white 98.5x22 mm	white	6610 0622	199,00
dima Mill Zirconia Shine white 98.5x25 mm	white	6610 0623	219,00
dima Mill Zirconia Shine bleach			
dima Mill Zirconia Shine BL1 98.5x14 mm	bleach 1	6610 0688	154,00
dima Mill Zirconia Shine BL1 98.5x18 mm	bleach 1	6610 0689	174,00
dima Mill Zirconia Shine BL1 98.5x22 mm	bleach 1	6610 0690	204,00
dima Mill Zirconia Shine BL3 98.5x14 mm	bleach 3	6610 0692	154,00
dima Mill Zirconia Shine BL3 98.5x18 mm	bleach 3	6610 0693	174,00
dima Mill Zirconia Shine BL3 98.5x22 mm	bleach 3	6610 0694	204,00
dima Mill Zirconia Shine, A-Farben			
dima Mill Zirconia Shine A1 98.5x14 mm	A1	6610 0624	154,00
dima Mill Zirconia Shine A1 98.5x18 mm	A1	6610 0625	174,00
dima Mill Zirconia Shine A1 98.5x22 mm	A1	6610 0626	204,00
dima Mill Zirconia Shine A1 98.5x25 mm	A1	6610 0627	224,00
dima Mill Zirconia Shine A2 98.5x14 mm	A2	6610 0628	154,00
dima Mill Zirconia Shine A2 98.5x18 mm	A2	6610 0629	174,00
dima Mill Zirconia Shine A2 98.5x22 mm	A2	6610 0630	204,00
dima Mill Zirconia Shine A2 98.5x25 mm	A2	6610 0631	224,00
dima Mill Zirconia Shine A3 98.5x14 mm	A3	6610 0632	154,00
dima Mill Zirconia Shine A3 98.5x18 mm	A3	6610 0633	174,00
dima Mill Zirconia Shine A3 98.5x22 mm	A3	6610 0634	204,00
dima Mill Zirconia Shine A3 98.5x25 mm	A3	6610 0635	224,00

Material

- 4Y-TZP Zirkoniumdioxid, Typ II, Klasse 5 nach DIN EN ISO 6872
- Biegefestigkeit: ≥ 1.150 MPa
- Transluzenz von 45 %
- präzise Ränder und Kanten durch hochverdichtetes Material „Made in Germany“
- Verblendung ist mit jeder Keramikmasse möglich, die auf den WAK (10,5 ± 0,5) ·10-6-K-1 von ZrO2 abgestimmt ist
- stets reproduzierbare Farben
- Speedsintern, gesamte Prozessdauer ca. 1 Stunde, freigegeben für Einzelrestorationen

Kurz gesagt ...

Die Produktserie Shine eignet sich sehr gut für den Seitenzahnbereich. Dort kann sie monolithisch eingesetzt werden. Im Frontzahnbereich empfehlen wir mindestens ein Cut-Back aufgrund fehlender Transluzenzeigenschaften.

2+1

Testangebot
gültig für
alle Farben /alle Höhen
dima Mill Zirconia
bei Erstkauf



dima Mill Zirconia Shine Disc		Art.-Nr.	Preis in €
dima Mill Zirconia Shine, A-Farben			
dima Mill Zirconia Shine A3.5 98.5x14 mm	A3.5	6610 0636	154,00
dima Mill Zirconia Shine A3.5 98.5x18 mm	A3.5	6610 0637	174,00
dima Mill Zirconia Shine A3.5 98.5x22 mm	A3.5	6610 0638	204,00
dima Mill Zirconia Shine A3.5 98.5x25 mm	A3.5	6610 0639	224,00
dima Mill Zirconia Shine A4 98.5x14 mm	A4	6610 0640	154,00
dima Mill Zirconia Shine A4 98.5x18 mm	A4	6610 0641	174,00
dima Mill Zirconia Shine A4 98.5x22 mm	A4	6610 0642	204,00
dima Mill Zirconia Shine A4 98.5x25 mm	A4	6610 0643	224,00
dima Mill Zirconia Shine, B-Farben			
dima Mill Zirconia Shine B1 98.5x14 mm	B1	6610 0644	154,00
dima Mill Zirconia Shine B1 98.5x18 mm	B1	6610 0645	174,00
dima Mill Zirconia Shine B1 98.5x22 mm	B1	6610 0646	204,00
dima Mill Zirconia Shine B1 98.5x25 mm	B1	6610 0647	224,00
dima Mill Zirconia Shine B2 98.5x14 mm	B2	6610 0648	154,00
dima Mill Zirconia Shine B2 98.5x18 mm	B2	6610 0649	174,00
dima Mill Zirconia Shine B2 98.5x22 mm	B2	6610 0650	204,00
dima Mill Zirconia Shine B2 98.5x25 mm	B2	6610 0651	224,00
dima Mill Zirconia Shine B3 98.5x14 mm	B3	6610 0652	154,00
dima Mill Zirconia Shine B3 98.5x18 mm	B3	6610 0653	174,00
dima Mill Zirconia Shine B3 98.5x22 mm	B3	6610 0654	204,00
dima Mill Zirconia Shine B3 98.5x25 mm	B3	6610 0655	224,00
dima Mill Zirconia Shine, C-Farben			
dima Mill Zirconia Shine C2 98.5x14 mm	C2	6610 0664	154,00
dima Mill Zirconia Shine C2 98.5x18 mm	C2	6610 0665	174,00
dima Mill Zirconia Shine C2 98.5x22 mm	C2	6610 0666	204,00
dima Mill Zirconia Shine C2 98.5x25 mm	C2	6610 0667	224,00
dima Mill Zirconia Shine C3 98.5x14 mm	C3	6610 0668	154,00
dima Mill Zirconia Shine C3 98.5x18 mm	C3	6610 0669	174,00
dima Mill Zirconia Shine C3 98.5x22 mm	C3	6610 0670	204,00
dima Mill Zirconia Shine C3 98.5x25 mm	C3	6610 0671	224,00
dima Mill Zirconia Shine, D-Farben			
dima Mill Zirconia Shine D2 98.5x14 mm	D2	6610 0676	154,00
dima Mill Zirconia Shine D2 98.5x18 mm	D2	6610 0677	174,00
dima Mill Zirconia Shine D2 98.5x22 mm	D2	6610 0678	204,00
dima Mill Zirconia Shine D2 98.5x25 mm	D2	6610 0679	224,00
dima Mill Zirconia Shine D3 98.5x14 mm	D3	6610 0680	154,00
dima Mill Zirconia Shine D3 98.5x18 mm	D3	6610 0681	174,00
dima Mill Zirconia Shine D3 98.5x22 mm	D3	6610 0682	204,00
dima Mill Zirconia Shine D3 98.5x25 mm	D3	6610 0683	224,00

Indikationen

Beste Flexibilität für alle Indikationen: Inlays, Onlays, Veneers, Teilkronen. Monolithisch-voll-anatomische und teil- oder voll-verblendete Kronen und Brücken (bis 14 Glieder). Individuelle Aufbauten für den Front- und Seitenzahnbereich auf natürlichen Zahnfeilern und Implantaten.

Multi

Das neue Multitalent mit 4D-Effekt

Fräsdisc, Multilayer
4Y + 5Y Multilayer Material
in 18 Farben und 4 Höhen
Verfügbare Höhen: 14, 18, 22 und 25 mm



dima Mill Zirconia Multi Disc		Art.-Nr.	Preis in €
dima Mill Zirconia Multi bleach			
dima Mill Zirconia Multi BL1 98.5x14mm	bleach 1	6610 0760	179,00
dima Mill Zirconia Multi BL1 98.5x18mm	bleach 1	6610 0761	209,00
dima Mill Zirconia Multi BL1 98.5x22mm	bleach 1	6610 0762	229,00
dima Mill Zirconia Multi BL3 98.5x14mm	bleach 3	6610 0764	179,00
dima Mill Zirconia Multi BL3 98.5x18mm	bleach 3	6610 0765	209,00
dima Mill Zirconia Multi BL3 98.5x22mm	bleach 3	6610 0766	229,00
dima Mill Zirconia Multi, A-Farben			
dima Mill Zirconia Multi A1 98.5x14 mm	A1	6610 0696	179,00
dima Mill Zirconia Multi A1 98.5x18 mm	A1	6610 0697	209,00
dima Mill Zirconia Multi A1 98.5x22 mm	A1	6610 0698	229,00
dima Mill Zirconia Multi A2 98.5x14 mm	A2	6610 0700	179,00
dima Mill Zirconia Multi A2 98.5x18 mm	A2	6610 0701	209,00
dima Mill Zirconia Multi A2 98.5x22 mm	A2	6610 0702	229,00
dima Mill Zirconia Multi A2 98.5x25 mm	A2	6610 0703	249,00
dima Mill Zirconia Multi A3 98.5x14 mm	A3	6610 0704	179,00
dima Mill Zirconia Multi A3 98.5x18 mm	A3	6610 0705	209,00
dima Mill Zirconia Multi A3 98.5x22 mm	A3	6610 0706	229,00
dima Mill Zirconia Multi A3 98.5x25 mm	A3	6610 0707	249,00
dima Mill Zirconia Multi A3.5 98.5x14 mm	A3,5	6610 0708	179,00
dima Mill Zirconia Multi A3.5 98.5x18 mm	A3.5	6610 0709	209,00
dima Mill Zirconia Multi A3.5 98.5x22 mm	A3.5	6610 0710	229,00
dima Mill Zirconia Multi A3.5 98.5x25 mm	A3.5	6610 0711	249,00
dima Mill Zirconia Multi A4 98.5x14 mm	A4	6610 0712	179,00
dima Mill Zirconia Multi A4 98.5x18 mm	A4	6610 0713	209,00
dima Mill Zirconia Multi A4 98.5x22 mm	A4	6610 0714	229,00
dima Mill Zirconia Multi, B-Farben			
dima Mill Zirconia Multi B1 98.5x14 mm	B1	6610 0716	179,00
dima Mill Zirconia Multi B1 98.5x18 mm	B1	6610 0717	209,00
dima Mill Zirconia Multi B1 98.5x22 mm	B1	6610 0718	229,00
dima Mill Zirconia Multi B2 98.5x14 mm	B2	6610 0720	179,00
dima Mill Zirconia Multi B2 98.5x18 mm	B2	6610 0721	209,00
dima Mill Zirconia Multi B2 98.5x22 mm	B2	6610 0722	229,00
dima Mill Zirconia Multi B2 98.5x25 mm	B2	6610 0723	249,00
dima Mill Zirconia Multi B3 98.5x14 mm	B3	6610 0724	179,00
dima Mill Zirconia Multi B3 98.5x18 mm	B3	6610 0725	209,00
dima Mill Zirconia Multi B3 98.5x22 mm	B3	6610 0726	229,00
dima Mill Zirconia Multi B4 98.5x14 mm	B4	6610 0728	179,00
dima Mill Zirconia Multi B4 98.5x18 mm	B4	6610 0729	209,00
dima Mill Zirconia Multi B4 98.5x22 mm	B4	6610 0730	229,00

Material

- Zirkoniumdioxid 4Y-5Y-TZP, Typ II, Klasse 5 nach DIN EN ISO 6872
- Biegefestigkeit: typischer Mittelwert ≥ 1.150 MPa
- Transluzenz-Verlauf von $> 45\%$ bis $> 49\%$
- präzise Ränder und Kanten durch hochverdichtetes Material „Made in Germany“
- Verblendung ist mit jeder Keramikmasse möglich, die auf den WAK $10,5 \pm 0,5 \cdot 10^{-6} \cdot K^{-1}$ von ZrO_2 abgestimmt ist
- stets reproduzierbare Farben
- Schnellsintern, gesamte Prozessdauer ca. 4 Stunden, freigegeben für Restaurationen mit bis zu 3 Gliedern

Kurz gesagt ...

- Vorteile des 4Y (Extra Translucent mit hoher Festigkeit und des 5Y (High Translucent mit optimaler Transluzenz) in einem Rohling verbunden
- zervikal opak abdeckende Eigenschaften
- stufenloser Übergang ins Dentin
- zunehmende Transluzenz bei der Überleitung in den Schneidebereich von > 800 MPa in allen Schichten
- sehr hohe Ästhetik für gehobene Ansprüche

2+1

Testangebot

gültig für
alle Farben /alle Höhen

dima Mill Zirconia
bei Erstkauf

Incisal $\geq 49\%$ Transluzenz
(5Y) ≥ 800 Mpa

Incisal-Transition

Übergang

Dentin

$\geq 45\%$ Transluzenz
(4Y) ≥ 1150 M



Transluzenz

Biegefestigkeit

dima Mill Zirconia Multi Disc		Art.-Nr.	Preis in €
dima Mill Zirconia Multi, C-Farben			
dima Mill Zirconia Multi C1 98.5x14 mm	C1	6610 0732	179,00
dima Mill Zirconia Multi C1 98.5x18 mm	C1	6610 0733	209,00
dima Mill Zirconia Multi C1 98.5x22 mm	C1	6610 0734	229,00
dima Mill Zirconia Multi C2 98.5x14 mm	C2	6610 0736	179,00
dima Mill Zirconia Multi C2 98.5x18 mm	C2	6610 0737	209,00
dima Mill Zirconia Multi C2 98.5x22 mm	C2	6610 0738	229,00
dima Mill Zirconia Multi C2 98.5x25 mm	C2	6610 0739	249,00
dima Mill Zirconia Multi C3 98.5x14 mm	C3	6610 0740	179,00
dima Mill Zirconia Multi C3 98.5x18 mm	C3	6610 0741	209,00
dima Mill Zirconia Multi C3 98.5x22 mm	C3	6610 0742	229,00
dima Mill Zirconia Multi C4 98.5x14 mm	C4	6610 0744	179,00
dima Mill Zirconia Multi C4 98.5x18 mm	C4	6610 0745	209,00
dima Mill Zirconia Multi C4 98.5x22 mm	C4	6610 0746	229,00
dima Mill Zirconia Multi, D-Farben			
dima Mill Zirconia Multi D2 98.5x14mm	D2	6610 0748	179,00
dima Mill Zirconia Multi D2 98.5x18mm	D2	6610 0749	209,00
dima Mill Zirconia Multi D2 98.5x22mm	D2	6610 0750	229,00
dima Mill Zirconia Multi D3 98.5x14mm	D3	6610 0752	179,00
dima Mill Zirconia Multi D3 98.5x18mm	D3	6610 0753	209,00
dima Mill Zirconia Multi D3 98.5x22mm	D3	6610 0754	229,00
dima Mill Zirconia Multi D3 98.5x25mm	D3	6610 0755	249,00
dima Mill Zirconia Multi D4 98.5x14mm	D4	6610 0756	179,00
dima Mill Zirconia Multi D4 98.5x18mm	D4	6610 0757	209,00
dima Mill Zirconia Multi D4 98.5x22mm	D4	6610 0758	229,00

Programm	dima Mill Zirconia Shine	Starttemperatur [°C]	Aufheizen [°C/min]	Endtemperatur [T _{max} °C]	Haltezeit [min]	Abkühlen [°C/min]	Sinterzeit [h]
Standard	Kronen & Brücken	Raumtemperatur	10	1.450	120	10	06:28
Fast*			10	1.500	30	40**	03:31

* Brücken bis maximal 3 Einheiten



Indikationen

Vollanatomische Kronen, Teilkronen, Brücken mit bis zu 14 Gliedern, Inlays, Onlays, Veneers und Abutments sowie Gerüste. Ohne Einschränkung für die Positionierung in der Blankhöhe. Für alle Indikationen einsetzbar, in allen 16 VITA® classic Farben und zusätzlich in „Bleach“-Tönen verfügbar.

2

HeraCeram cre-active

Die moderne Lösung für die ästhetische Veredelung von Keramik-Restaurationen

HeraCeram cre-active bietet Zahntechnikern eine einfache, aber hocheffektive und ästhetische Lösung für die Individualisierung und Finalisierung von Keramik-Restaurationen. Das konzeptionell aufgebaute Produktportfolio aus 2D- und 3D-Massen ist optimal zur Verarbeitung in Kombination mit allen HeraCeram-Keramiklinien abgestimmt und ideal für die ästhetische Veredelung von monolithischen Vollkeramik-Restaurationen auf Zirkoniumdioxid oder Lithiumdisilikat geeignet.

Die Massen verfügen über eine anwenderfreundliche Verarbeitungskonsistenz, hohe Farb- und Formstabilität sowie dynamische lichtoptische Eigenschaften. Somit erhalten Zahntechniker die Möglichkeit mit mehr Flexibilität und größerer Effizienz noch ästhetischere Ergebnisse zuverlässig und einfach herzustellen.

Vorteile für Anwender:

- 2D- und 3D-Massen für die ästhetische Individualisierung und Finalisierung
- Identische Massenbezeichnungen, vergleichbare Farbwirkungen und bekannte Anwendungskonzepte der HeraCeram-Philosophie
- Naturgetreue lichtoptische Eigenschaften, wie Fluoreszenz, Opaleszenz und Transluzenz

neu



HeraCeram cre-active Sets

HeraCeram cre-active Basic-Set (2D/3D)			6609 4145
Bezeichnung:	Art. Nr.	Menge	
HeraCeram Paste Opaque Brush	66004002	1	
HeraCeram Stains Brush	66004000	1	
HeraCeram cre-active 3D Opal Transpa OT Y, 2ml	66094085	1	
HeraCeram cre-active 3D Opal Transpa OT A, 2ml	66094086	1	
HeraCeram cre-active 3D Opal Incisal OS, 2ml	66094088	1	
HeraCeram cre-active 3D Opal Incisal OS BL, 2ml	66094089	1	
HeraCeram cre-active 2D Enhancer EH Bright, 2ml	66094104	1	
HeraCeram cre-active Glaze Paste, 3ml	66094096	1	
HeraCeram cre-active Glaze Fluo Paste, 3ml	66094097	1	
HeraCeram cre-active 2D Milk, 2ml	66094133	1	
HeraCeram cre-active 2D Espresso Powder, 3g	66094134	1	
HeraCeram cre-active 2D Body A, 2ml	66094110	1	
HeraCeram cre-active 2D Body B, 2ml	66094111	1	
HeraCeram cre-active 2D Cacao, 2ml	66094121	1	
HeraCeram cre-active 2D Peanut, 2ml	66094115	1	
HeraCeram cre-active 2D Amber, 2ml	66094116	1	
HeraCeram cre-active 2D Pacific, 2ml	66094117	1	
HeraCeram cre-active 2D Stone, 2ml	66094118	1	
HeraCeram cre-active 2D Aubergine, 2ml	66094119	1	
HeraCeram cre-active 2D Curry, 2ml	66094122	1	
HeraCeram cre-active 2D Mamelon Dentine MD1, 2ml	66094126	1	
HeraCeram cre-active 2D Mamelon Dentine MD2, 2ml	66094127	1	
HeraCeram cre-active Liquid CAL, 2 ml	66094158	2	

HeraCeram cre-active Matrix-Set (2D/3D)			66094146
Bezeichnung:	Art. Nr.	Menge	
HeraCeram Paste Opaque Brush	66004002	1	
HeraCeram Stains Brush	66004000	1	
HeraCeram cre-active 3D Opal Transpa OT 1, 2ml	66094083	1	
HeraCeram cre-active 3D Opal Transpa OT 10, 2ml	66094084	1	
HeraCeram cre-active 3D Opal Transpa OT Y, 2ml	66094085	1	
HeraCeram cre-active 3D Opal Transpa OT A, 2ml	66094086	1	
HeraCeram cre-active 3D Opal Transpa OT B, 2ml	66094087	1	
HeraCeram cre-active 3D Opal Incisal OS, 2ml	66094088	1	
HeraCeram cre-active 3D Opal Incisal OS BL, 2ml	66094089	1	
HeraCeram cre-active 2D Mamelon Dentine MD1, 2ml	66094126	1	
HeraCeram cre-active 2D Mamelon Dentine MD2, 2ml	66094127	1	
HeraCeram cre-active 2D Mamelon Dentine MD3, 2ml	66094128	1	
HeraCeram cre-active 2D Sec. Dentine SD1, 2ml	66094129	1	
HeraCeram cre-active 2D Sec. Dentine SD2, 2ml	66094130	1	
HeraCeram cre-active 2D Value VL1, 2ml	66094131	1	
HeraCeram cre-active 2D Value VL3, 2ml	66094132	1	
HeraCeram cre-active 2D Enhancer EH Bright, 2ml	66094104	1	
HeraCeram cre-active 3D Body Correction BL, 2ml	66094090	1	
HeraCeram cre-active 3D Body Correction A, 2ml	66094091	1	
HeraCeram cre-active 3D Body Correction B, 2ml	66094092	1	
HeraCeram cre-active 3D Body Correction C, 2ml	66094093	1	
HeraCeram cre-active 3D Body Correction D, 2ml	66094094	1	
HeraCeram cre-active 2D Milk, 2ml	66094133	1	
HeraCeram cre-active Glaze Paste, 3ml	66094096	1	
HeraCeram cre-active Glaze Fluo Paste, 3ml	66094097	1	
HeraCeram cre-active Liquid CAL, 2 ml	66094158	1	



HeraCeram cre-active 2D Stains/Glaze-Set (2D)			6609 4147
Bezeichnung:	Art. Nr.	Menge	
HeraCeram Glaze Brush	66052542	1	
HeraCeram Stains Brush	66004000	1	
HeraCeram cre-active 2D Body A, 2ml	66094110	1	
HeraCeram cre-active 2D Body B, 2ml	66094111	1	
HeraCeram cre-active 2D Body C, 2ml	66094112	1	
HeraCeram cre-active 2D Body D, 2ml	66094095	1	
HeraCeram cre-active 2D Coffee, 2ml	66094113	1	
HeraCeram cre-active 2D Avocado, 2ml	66094114	1	
HeraCeram cre-active 2D Peanut, 2ml	66094115	1	
HeraCeram cre-active 2D Amber, 2ml	66094116	1	
HeraCeram cre-active 2D Pacific, 2ml	66094117	1	
HeraCeram cre-active 2D Stone, 2ml	66094118	1	
HeraCeram cre-active 2D Aubergine, 2ml	66094119	1	
HeraCeram cre-active 2D Vanilla, 2ml	66094120	1	
HeraCeram cre-active 2D Cacao, 2ml	66094121	1	
HeraCeram cre-active 2D Curry, 2ml	66094122	1	
HeraCeram cre-active 2D Basic Yellow, 2ml	66094105	1	
HeraCeram cre-active 2D Basic Anthracite, 2ml	66094106	1	
HeraCeram cre-active 2D Basic Red, 2ml	66094107	1	
HeraCeram cre-active 2D Milk, 2ml	66094133	1	
HeraCeram cre-active 2D Espresso Powder, 3g	66094134	1	
HeraCeram cre-active Glaze Paste, 3ml	66094096	1	
HeraCeram cre-active Glaze Fluo Paste, 3ml	66094097	1	
HeraCeram cre-active 2D Enhancer EH Bright, 2ml	66094104	1	
HeraCeram cre-active Liquid CAL, 2 ml	66094158	1	

HeraCeram cre-active Gingiva-Set (2D/3D)			6609 4149
Bezeichnung:	Art. Nr.	Menge	
HeraCeram Paste Opaque Brush	66004002	1	
HeraCeram Stains Brush	66004000	1	
HeraCeram cre-active Gingiva 2D G2, 2ml	66094135	1	
HeraCeram cre-active Gingiva 2D G4, 2ml	66094136	1	
HeraCeram cre-active Gingiva 2D G5, 2ml	66094137	1	
HeraCeram cre-active Gingiva 2D G6, 2ml	66094138	1	
HeraCeram cre-active Gingiva 2D G7, 2ml	66094139	1	
HeraCeram cre-active Gingiva 2D G8, 2ml	66094140	1	
HeraCeram cre-active Gingiva 2D Salsa, 2 ml	66094141	1	
HeraCeram cre-active Gingiva 2D Hazel 2 ml	66094142	1	
HeraCeram cre-active Gingiva 2D Mauve, 2 ml	66094143	1	
HeraCeram cre-active Gingiva 2D Deepblue, 2ml	66094123	1	
HeraCeram cre-active Gingiva 2D Canyon, 2ml	66094124	1	
HeraCeram cre-active 2D Espresso Powder, 3g	66094134	1	
HeraCeram cre-active 2D Basic Yellow	66094105	1	
HeraCeram cre-active 2D Basic Anthracite	66094106	1	
HeraCeram cre-active 2D Basic Red	66094107	1	
HeraCeram cre-active Gingiva 3D G1, 2ml	66094098	1	
HeraCeram cre-active Gingiva 3D G2-4, 2ml	66094099	1	
HeraCeram cre-active Gingiva 3D G5, 2ml	66094100	1	
HeraCeram cre-active Gingiva 3D G7-8, 2ml	66094101	1	
HeraCeram cre-active Glaze Paste, 3ml	66094096	1	
HeraCeram cre-active Liquid CAL, 2 ml	66094158	2	



HeraCeram cre-active Sortiment


HeraCeram cre-active 2D Gingiva				
HeraCeram cre-active Gingiva 2D Deepblue		2 ml	6609 4123	45,50
HeraCeram cre-active Gingiva 2D Canyon		2 ml	6609 4124	45,50
HeraCeram cre-active Gingiva 2D G2		2 ml	6609 4135	45,50
HeraCeram cre-active Gingiva 2D G4		2 ml	6609 4136	45,50
HeraCeram cre-active Gingiva 2D G5		2 ml	6609 4137	45,50
HeraCeram cre-active Gingiva 2D G6		2 ml	6609 4138	45,50
HeraCeram cre-active Gingiva 2D G7		2 ml	6609 4139	45,50
HeraCeram cre-active Gingiva 2D G8		2 ml	6609 4140	45,50
HeraCeram cre-active Gingiva 2D Salsa		2 ml	6609 4141	45,50
HeraCeram cre-active Gingiva 2D Hazel		2 ml	6609 4142	45,50
HeraCeram cre-active Gingiva 2D Mauve		2 ml	6609 4143	45,50
HeraCeram cre-active Gingiva 3D G1		2 ml	6609 4098	48,00
HeraCeram cre-active Gingiva 3D G2-4		2 ml	6609 4099	48,00
HeraCeram cre-active Gingiva 3D G5		2 ml	6609 4100	48,00
HeraCeram cre-active Gingiva 3D G7-8		2 ml	6609 4101	48,00
HeraCeram cre-active Liquid				
HeraCeram cre-active Liquid CAL		2 ml	6609 4158	17,80
HeraCeram cre-active Liquid CAL		20 ml	6609 4159	26,10
HeraCeram cre-active Shade Guide				
HeraCeram cre-active Shade Guide Basic-Set			6609 4150	64,40
HeraCeram cre-active Shade Guide Matrix			6609 4151	64,40
HeraCeram cre-active Shade Guide 2D Stains			6609 4152	64,40
HeraCeram cre-active Shade Guide Gingiva			6609 4154	64,40



HeraCeram cre-active: Opak (2D)



HeraCeram cre-active: Transparent (2D/3D)



HeraCeram cre-active: Gingiva (2D/3D)



HeraCeram cre-active: Matrix (2D/3D)



Glaze



HeraCeram cre-active 3D				
HeraCeram cre-active 3D Opal Transpa	OT 1	2 ml	6609 4083	48,00
HeraCeram cre-active 3D Opal Transpa	OT 10	2 ml	6609 4084	48,00
HeraCeram cre-active 3D Opal Transpa	OT Y	2 ml	6609 4085	48,00
HeraCeram cre-active 3D Opal Transpa	OT A	2 ml	6609 4086	48,00
HeraCeram cre-active 3D Opal Transpa	OT B	2 ml	6609 4087	48,00
HeraCeram cre-active 3D Opal Incisal	OS	2 ml	6609 4088	48,00
HeraCeram cre-active 3D Opal Incisal	OS BL	2 ml	6609 4089	48,00
HeraCeram cre-active 3D Body Correct.	BC BL	2 ml	6609 4090	48,00
HeraCeram cre-active 3D Body Correct.	BC A	2 ml	6609 4091	48,00
HeraCeram cre-active 3D Body Correct.	BC B	2 ml	6609 4092	48,00
HeraCeram cre-active 3D Body Correct.	BC C	2 ml	6609 4093	48,00
HeraCeram cre-active 3D Body Correct.	BC D	2 ml	6609 4094	48,00
HeraCeram cre-active Glaze				
HeraCeram cre-active Glaze Paste		3 ml	6609 4096	45,50
HeraCeram cre-active Glaze Fluo Paste		3 ml	6609 4097	45,50
HeraCeram cre-active Glaze Powder		15 g	6609 4155	45,50
HeraCeram cre-active Glaze Fluo Powder		15 g	6609 4156	45,50
HeraCeram cre-active 2D				
HeraCeram cre-active 2D Enhancer EH Bright	EH Bright	2 ml	6609 4104	45,50
HeraCeram cre-active 2D Basic Yellow		2 ml	6609 4105	45,50
HeraCeram cre-active 2D Basic Anthracite		2 ml	6609 4106	45,50
HeraCeram cre-active 2D Basic Red		2 ml	6609 4107	45,50
HeraCeram cre-active 2D Body A		2 ml	6609 4110	45,50
HeraCeram cre-active 2D Body B		2 ml	6609 4111	45,50
HeraCeram cre-active 2D Body C		2 ml	6609 4112	45,50
HeraCeram cre-active 2D Body D		2 ml	6609 4095	45,50
HeraCeram cre-active 2D Coffee		2 ml	6609 4113	45,50
HeraCeram cre-active 2D Avocado		2 ml	6609 4114	45,50
HeraCeram cre-active 2D Peanut		2 ml	6609 4115	45,50
HeraCeram cre-active 2D Amber		2 ml	6609 4116	45,50
HeraCeram cre-active 2D Pacific		2 ml	6609 4117	45,50
HeraCeram cre-active 2D Stone		2 ml	6609 4118	45,50
HeraCeram cre-active 2D Aubergine		2 ml	6609 4119	45,50
HeraCeram cre-active 2D Vanilla		2 ml	6609 4120	45,50
HeraCeram cre-active 2D Cacao		2 ml	6609 4121	45,50
HeraCeram cre-active 2D Curry		2 ml	6609 4122	45,50
HeraCeram cre-active 2D Mamelon Dentine MD1		2 ml	6609 4126	45,50
HeraCeram cre-active 2D Mamelon Dentine MD2		2 ml	6609 4127	45,50
HeraCeram cre-active 2D Mamelon Dentine MD3		2 ml	6609 4128	45,50
HeraCeram cre-active 2D Sec. Dentine SD1		2 ml	6609 4129	45,50
HeraCeram cre-active 2D Sec. Dentine SD2		2 ml	6609 4130	45,50
HeraCeram cre-active 2D Value VL1		2 ml	6609 4131	45,50
HeraCeram cre-active 2D Value VL3		2 ml	6609 4132	45,50
HeraCeram cre-active 2D Milk		2 ml	6609 4133	45,50
HeraCeram cre-active 2D Espresso Powder		3 g	6609 4134	45,50



3 cara Mill 2.5L pro+

Das ideale Verhältnis von Leistung, Vielseitigkeit und Platzbedarf
für kleine und mittlere Labore

cara Mill 2.5L pro+ ist eine Weiterentwicklung der 2.5 pro+ mit Nullpunkt-Spannsystem. Die perfekte Symbiose aus hoch stabilem sowie schwingungsarmem Mono-Block-Gussgestell, optimal abgestimmten Antrieben und der leistungsstarken Frässpindel erlauben erstmalig eine perfekte Bearbeitung von Metall-Discs in diesem kompakten Maschinensegment. Neben der exzellenten Produktionsqualität besticht die cara Mill 2.5L pro+ durch maximale Applikationsvielfalt und ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis. Das Loader-System (= Maschinenbezeichnung mit „L“) fasst bis zu 6 Discs für einen vollautomatischen Fräsvorgang über einen längeren Zeitraum. Die optimal abgestimmten Achsantriebe arbeiten nahezu vibrationsfrei, sodass exzellente Produktionsergebnisse erzielt werden. Perfekt für Labore, die komplexe Indikationen effizient und präzise herstellen möchten.

Vorteile für die Anwender:

- Dieses Frässystem verfügt über einen vollautomatischen 10-fach Werkzeugwechsellager für Werkzeuge mit einem 6 mm Schaft.
- Die kompakte 5-Achs Fräsmaschine ist mit einer leistungsstarken 1 kW Hochfrequenz-Frässpindel ausgestattet und überzeugt durch ihre Laufruhe.
- Intuitive Bedienung der Maschine durch integrierten Full-HD Touch-Display sowie der neuesten Generation der SmartControl-Steuerungssoftware.
- Optimiert für den Pala Mill&Cast-Workflow.

imes-icore®
Dental & Medical Solutions

10 Jahre Partnerschaft

neu



cara Mill 1.5 dry / pro



cara Mill 2.5 pro+



cara Mill 2.5 L pro



cara Mill 3.5L pro+



cara Mill 3.5L Xpro

Kündbarer Leasingvertrag

Option I (GEFA)

Attraktives 0% Leasing

Bsp.: Investition € 70.000,00

- 60 Monate à € 1.166,67
- 15 % Restwert

Option II (MMV)

- 60 Monate à € 1.309,72
- 10 % Restwert

Attraktive
Leasing-
konditionen

Wir beraten
sie gerne!

Fräsmaschinen im Überblick



Blankhalter-Bundles zum Festpreis auf Anfrage

neu

Technische Spezifikationen																						Passende Gerätetische
		Anzahl Achsen und Bearbei- tungsart	Max. Anstell- winkel der Drehachse	Absolut- encoder für alle Achsen	Basis- aufbau	Nassbe- arbeitung	Drehzahl Max. / Pmax~	Achs- antriebe	Fräs- & Schleif- werkzeuge		Werk- zeug- wechsler	Blankhalter Magazinhalter inkl. Loaderplätze	Nullpunkt- spann-/ Wechsel- system	Touch- screen	Gewicht	Breite x Tiefe x Höhe	Netz- spannung / Frequenz / Leistung	Druckluft- anschluss notwendig	An- schluss	Verarbeitbare Materialien	Art.-Nr.	Art.-Nr.
	cara Mill 1.5 dry / pro	5 Achsen, Simultan- bearbeitung	A-Achse 360° B-Achse 120°	✓	Aluminium- gusskörper (einteilig)	Integriert bei pro; Version dry nur trocken (3,0 l)	100.000 U/min / 0,75 kW	Micro-Step- Motoren	3 mm Schaft		10-fach	Manuelles Spannsystem ohne Loader inkl. 1 Blankhalter	–	10,1" Full-HD	75 kg	422 x 556 x 644 mm	100–240 V 50/60 Hz/ 2.200 W	3 bar 50 Liter/ Minute = Minimaler Druck- bedarf	WiFi, Ethernet, USB 2.0	Hart: Preform Weich: Wachs, PMMA, Zirkonoxid, Keramik & Hybrid	6609 4203	6606 3818 alternativ: 6609 4478
	cara Mill 2.5 pro+ optional mit Nullpunkt- spannsystem	5 Achsen, Simultan- bearbeitung	A-Achse 360° / B-Achse bis zu ±30°	✓	Aluminium- gusskörper (einteilig)	Integriert (3,7 l)	60.000 U/min / 1.0 kW	150 W AC-Servo- antriebe mit Absolut- Encoder	6 mm Schaft		10-fach Magazin aus- tausch- bar	Manuelles Spannsystem ohne Loader inkl. 1 Blankhalter	optional	10,1" Full-HD	95 kg	591 x 613 x 724 mm	100–240 V 50/60 Hz/ 2.200 W	7 bar konstant anliegend, 60 Liter/ Minute	WiFi, Ethernet, USB 2.0	Hart: Kobalt-Chrom Weich:Wachs, PMMA, Zirkonoxid, Composite, PEEK, PreFab Abutments, Glaskeramiken	6609 8062	6609 9064
	cara MILL 2.5L pro+	5 Achsen, Simultan- bearbeitung	A-Achse 360° / B-Achse bis zu ±30°	✓	Aluminium- gusskörper (einteilig)	Integriert (3,7 l)	60.000 U/min / 1.0 kW	150 W AC-Servo- antriebe mit Absolut- Encoder	6 mm Schaft		10-fach Magazin aus- tausch- bar	4 Blankhalter / 6 Magazinhalter inkl. / 6 Loaderplätze	Enthalten	10,1" Full-HD	112 kg	790 x 613 x 724 mm	100–240 V 50/60 Hz/ 2.200 W	7 bar konstant anliegend, 60 Liter/ Minute	WiFi, Ethernet, USB 2.0	Hart: Kobalt-Chrom Weich:Wachs, PMMA, Zirkonoxid, Composite, PEEK, PreFab Abutments, Glaskeramiken	6610 0936	6609 9064
	cara Mill 3.5 pro	5 Achsen, Simultan- bearbeitung	A-Achse 360° B-Achse 115°	✓	Polymer- beton	Integriert (3,7 l)	60.000 U/min / 1 kW	200 W AC-Servo- antriebe mit Absolut- Encoder	6 mm Schaft		6-fach, → 20-fach Magazin	Manueller Blankhalter- wechsel inkl. 1 Blankhalter	Enthalten	15"	250 kg	758 x 790 x 857 mm	110–220 V 50/60 Hz/ 2.200 W	6,5–9 bar konstant anliegend, 80 Liter/ Minute	WiFi, Ethernet, USB 2.0	Hart: Kobalt-Chrom, Titan Weich: Wachs, PMMA, Zirkonoxid, Keramiken & Hybrid	6607 5640	6606 3818
	cara Mill 3.5L pro	5 Achsen, Simultan- bearbeitung	A-Achse 360° B-Achse 115°	✓	Polymer- beton	Integriert (3,7l)	60.000 U/min / 1 kW	200 W AC-Servo- antriebe mit Absolut- Encoder	6 mm Schaft		6-fach, → 20-fach Magazin	4 Blankhalter / 8 Magazinhalter inkl. / 12 Loaderplätze	Enthalten	15"	255 kg	1058 x 790 x 857 mm	100–240 V / 50/60 Hz/ 2.200 W	6,5–9 bar konstant anliegend, 80 Liter/ Minute	WiFi, Ethernet, USB 2.0	Hart: Kobalt-Chrom, Titan Weich: Wachs, PMMA, Zirkonoxid, Keramiken & Hybrid	6607 5641	6606 9174
	cara Mill 3.5 pro+	5 Achsen, Simultan- bearbeitung	A-Achse 360° B-Achse 115°	✓	Polymer- beton	Integriert (3,7l)	60.000 U/min / 1 kW	200 W AC-Servo- antriebe mit Absolut- Encoder	6 mm Schaft		6-fach, → 20-fach Magazin	Manuelles Spannsystem inkl. 1 Blank- halter	Enthalten	15"	210 kg	758 x 790 x 857 mm	100–240 V / 50/60 Hz/ 2.200 W	6,5–9 bar konstant anliegend, 80 Liter/ Minute	WiFi, Ethernet, USB 2.0	Hart: Kobalt-Chrom, Titan Weich: Wachs, PMMA, Zirkonoxid, Keramiken & Hybrid	6607 8648	6606 3818
	cara Mill 3.5L pro+	5 Achsen, Simultan- bearbeitung	A-Achse 360° B-Achse 115°	✓	Polymer- beton	Integriert (3,7l)	60.000 U/min / 2,6 kW	200 W AC-Servo- antriebe mit Absolut- Encoder	6 mm Schaft		6-fach, → 20-fach Magazin	4 Blankhalter / 8 Magazinhalter inkl. / 12 Loaderplätze	Enthalten	15"	255 kg	1058 x 790 x 857 mm	100–240 V / 50/60 Hz/ 2.200 W	6,5–9 bar konstant anliegend, 80 Liter/ Minute	WiFi, Ethernet, USB 2.0	Hart: Kobalt-Chrom, Titan Weich: Wachs, PMMA, Zirkonoxid, Keramiken & Hybrid	6607 8649	6606 9174
	cara Mill 3.5L Xpro optional ohne Loader	5 Achsen, Simultan- bearbeitung mit Look-Ahead- Bahnsteue- rung	A-Achse 360° B-Achse 115°	✓	Polymer- beton Präzisions- Stahlfüh- rungen	Integriert (3,7 l)	60.000 U/min 3.0 kW	AC-Servo- antriebe mit Absolut- Encoder	6 mm Schaft		20-fach aus- tausch- bare Magazine → somit bis zu 60-fach	4 Blankhalter / 8 Magazinhalter inkl. / 15 Loaderplätze optional ohne Loader inkl. 1 Blankhalter	Enthalten	15" Full-HD	265 kg	1058 x 790 x 857 mm	110–220 V 50/60 Hz / 2.200 W	min. 6,5 bar bei 50–60 Liter/Minute	WiFi, Ethernet, USB 2.0	Hart: Kobalt-Chrom, Titan Weich: Wachs, PMMA, Zirkonoxid, Keramiken & Hybrid	6609 7864	6609 9063

cara Mill Starter-Kits
Fräser & Zubehör

Produktname	Anzahl	Artikel-Nr.
StarterKit cara Mill Fräser+Zubehör (1.5 dry/1.5 pro/2.5L pro) – 21 Teile		
cara Mill Cut T11 2.5 3mm radius	2	6606 3951
cara Mill Cut T12 1.0 3mm radius	1	6606 3952
cara Mill Cut T13/40/50 2.5 3mm diamond	2	6606 3955
cara Mill Cut T14/41/51 1.0 3mm diamond	2	6606 3956
cara Mill Cut T15/42/52 0.6 3mm radius	1	6606 3957
cara Mill Cut T33/43/53 0.3 3mm radius	1	6606 3958
cara Mill Cut T32 0.6 3mm radius (l=12)	1	6606 9772
cara Mill Cut T31 3.0 3mm shaft (l=32)	1	6606 9178
cara Mill Cut T1/6 3.0 3mm radius (l=15)	1	6606 3962
cara Mill Cut T2/7 2.0 3mm radius (l=12)	1	6606 3963
cara Mill Cut T3/8 1.5 3mm radius (l=12)	1	6609 4947
cara Mill Cut T4/9 1.0 3mm radius (l=9)	1	6606 3964
cara AS Mill Trainingsdisc	2	6606 3943
cara AS Mill Messtaster	1	6606 4860
cara AS Mill Sinterpearls	1	6606 3980
cara AS Mill Kühlmittelflüssigkeit 1000ml	1	6606 3947
cara AS Mill Messbecher	1	6606 4861

Produktname	Anzahl	Artikel-Nr.
StarterKit cara Mill (2.5(L)pro+/L pro+/ 3.5er Serie) – 23 Teile		
cara Mill Xcut T11 2.5 6mm radius	2	66100788
cara Mill Xcut T12 1.0 6mm radius	1	66100789
cara Mill Xcut T13/50 2.5 6mm diamond	2	66100790
cara Mill Xcut T14/51 1.0 6mm diamond	2	66100791
cara Mill Xcut T15/52 0.6 6mm radius	1	66100792
cara Mill Xcut T1/6 3.0 6mm radius	2	66100778
cara Mill Xcut T2/7 2.0 6mm radius	2	66100779
cara Mill Xcut T3/8 1.5 6mm radius	2	66100780
cara Mill Xcut T4/9 1.0 6mm radius	1	66100781
cara Mill Xcut T20 0.6 6mm radius	1	66100782
cara Mill Xcut T61/71 3.0 6mm Breakdancer	1	66100777
cara AS Mill Trainingsdisc	2	6606 3943
cara AS Mill Messtaster	1	6606 4860
cara AS Mill Sinterpearls	1	6606 3980
cara AS Mill Kühlmittelflüssigkeit 1000ml	1	6606 3947
cara AS Mill Messbecher	1	6606 4861

Starter-Kit
für Frässcheiben
auf Anfrage

760€

1.110€

StarterKit Teleskopkurs cara Mill (3.5 Serie) – 19 Teile		
cara Mill Xcut T1/6 3.0 6mm radius	1	66100778
cara Mill Xcut T2/7 2.0 6mm radius	2	66100779
cara Mill Xcut T3/8 1.5 6mm radius	2	66100780
cara Mill Xcut T4/9 1.0 6mm radius	2	66100781
cara Mill Xcut T11 2.5 6mm radius	1	66100788
cara Mill Xcut T61/71 3.0 6mm Breakdancer	1	66100777
cara Mill Xcut T26 3.0 6mm radius long	1	66100783
cara Mill Xcut T27 2.0 6mm radius long	1	66100784
cara Mill Xcut T28 1.5 6mm radius long	1	66100785
cara Mill Xcut T29 1.0 6mm radius long	1	66100786
cara AS Mill Trainingsdisc	1	6606 3943
dima Mill CoCr solid 99x10	1	6606 9997
dima Mill CoCr solid 99x12	1	6606 9998
dima Mill CoCr solid 99x13.5	1	6606 9999
dima Mill CoCr solid 99x16	1	66097760
dima Mill CoCr solid 99x18	1	6607 0001

1.496€

Prothesenbasis Disk in den bekannten Pala Farben
Pink & Pink Live - kompatibel mit Pala Kunststoffen

Art.-No.	Artikelbezeichnung	Spezifikation	Typischer Durchschnittswert	Methode gemäß
6609 8732	PALA® Mill Base rosa 98x30	Biegefestigkeit > 65 MPa	90 MPa	EN ISO 20795-1
6609 8733	PALA® Mill Base Pink Live 98x30	Biegemodul (e-Modul) > 2000 MPa	2700 MPa	EN ISO 20795-1
		Wasseraufnahme < 32 µg/mm³	25 µg/mm³	EN ISO 20795-1
		Wasserlöslichkeit < 1,6 µg/mm³	0,6 µg/mm³	EN ISO 20795-1
		Restmonomergehalt < 2,2 %	0,5 %	EN ISO 20795-1



jetzt
testen

46,00 €
statt 54,60 €
je Disc

dima Mill CoCr solid Discs

6607 0827	dima Mill CoCr solid	99x8	155,00 €
6606 9997	dima Mill CoCr solid	99x10	166,00 €
6606 9998	dima Mill CoCr solid	99x12	178,00 €
6606 9999	dima Mill CoCr solid	99x13.5	186,00 €
6607 0000	dima Mill CoCr solid	99x15	195,00 €
6609 7760	dima Mill CoCr solid	99x16	204,00 €
6607 0001	dima Mill CoCr solid	99x18	227,00 €
6607 0828	dima Mill CoCr solid	99x20	268,00 €
6609 7761	dima Mill CoCr solid	99x25	335,00 €

Dichte	8,8g/cm³
Zusammensetzung in Massen %	Co 63, Cr 29, Mo 6, (Mn, Nb, Si, Fe) < 1
Vickershärte	285 HV10
Zugfestigkeit	680 MPa
0,2 % Dehngrenze	400 MPa
WAK (25-500 °C)	14,4 · 10 ⁻⁶ /K

Pala Mill&Cast

CAD-Software mit Zahn-Bibliotheken

3shape				
Kulzer Teeth CAM Library 3shape		Initial im 1. Jahr	6607 6560	2.130,00
Pala Teeth CAM Library 3shape			6607 9789	1.490,00
Delara/Artic Digital CAM Library 3shape			6609 9342	1.350,00
Pala Veneer CAM Library 3shape			6610 0257	505,00
Kulzer Teeth CAM Library 3shape ANNUAL		Ab 2. Jahr jährlich	6608 2028	904,00
Pala Teeth CAM Library 3shape ANNUAL			6609 9185	580,00
Delara/Artic D CAM Library 3shape ANNUAL			6609 9344	550,00
Pala Veneer CAM Library 3Shape ANNUAL			6609 9188	258,00

Exocad				
Kulzer Teeth CAM Library exocad		Initial im 1. Jahr	6608 2029	2.130,00
Pala Teeth CAM Library exocad			6608 2031	1.490,00
Delara/Artic Digital CAM Library exocad			6609 9187	1.350,00
Pala Veneer CAM Library exocad			6610 0256	505,00
Kulzer Teeth CAM Library exocad ANNUAL		Ab 2. Jahr jährlich	6608 2030	904,00
Pala Teeth CAM Library exocad ANNUAL			6608 2033	580,00
Delara/Artic D CAM Library exocad ANNUAL			6608 2032	550,00
Pala Veneer CAM Library exocad ANNUAL			6609 9186	258,00

CAM-Software				
cara Mill CAM V5 min. Version 2024 Updategebühr zur Sonderkondition	1 Jahr Update	6606 9503		840,00
	2 Jahre Update			1.650,00
	3 Jahre und mehr			1.950,00
Pala Mill&Cast CAM V5-Modul	- einmalig -	6609 9210		500,00
CAM Modul DS-CAM	in DS-CAM gratis integriert			

Fräsmaschine
Baureihe imes 350, cara Mill 2.5 pro+ oder cara Mill 3.5 mit Nullpunktspannsystem

Fräswerkzeuge mit 6 mm Schaft				
cara Mill Cut T11 2.516mm radius			6606 9158	43,00€
cara Mill Cut T12 1.016mm radius			6606 9159	43,00€
cara Mill Cut T36 4.016mm radius (l=31)			6609 9044	65,00€

Pala Mill&Cast Frässcheiben				
PALA Mill&Cast Teeth Mono A2		98 x 35 mm	6609 8728	61,80
PALA Mill&Cast Teeth Mono A3		98 x 35 mm	6609 8729	61,80
PALA Mill&Cast Teeth Mono A3.5		98 x 35 mm	6609 8730	61,80

Pala Xpress mit Anmisch- und Dosierbecher				
PALA Mill&Cast Anmischbecher, 500 ml			6609 9048	19,00

Workflow:




Modellscan
Labor Scanner
stl-Datei



Prothesen-Design
CAD-Software
3Shape



Optionales Try-in
z. B. dima Print Den-
ture Try-in



Nesting
CAM-Software



1. Frässchritt
Zahnbogen
basal fräsen



Disk befüllen
mit PalaXpress®



Polymerisation
der Disk



2. Frässchritt
Prothese heraus-
trennen



Finalisierung
Prothese polieren



Charakterisierung
Prothese
individualisieren

neu
Zahn-
bibliotheken

**Jetzt
einsteigen & sichern!**

**Bibliotheken
4 Wochen KOSTENLOS
testen.**


Zwei weitere Testoptionen
für jeweils 4 Wochen
à € 49,00 möglich.

%

Pala Mill&Cast

**CAM-V5-Modul im Wert von
500,00 € beim Kauf einer Pala
Mill&Cast Frässcheibe bis
30.06.2026 GRATIS dazu.**





Xcut[®]

4

Xtreme Performance: cara Mill Xcut

Fräsen ist Höchstleistung. Vor allem im Dauerbetrieb und bei harten Materialien wie Kobalt-Chrom. Als Profi hören Sie sofort, wenn das Material der Fräswerkzeuge an seine Grenzen kommt, und wenn Wechsel des Fräswerkzeugs ansteht.

Vielleicht sollten Sie sich mal die neuen cara Xcut Fräser von Kulzer anhören: Diese Fräser laufen leise und arbeiten sich scheinbar „mühelos“ durch jedes Material. Die 15 Hochleistungs-Fräswerkzeuge, die wir mit der japanischen Firma OSG entwickelt haben, sind für unterschiedlichste harte und weiche Materialien verfügbar: für Zirkon, Wachs, Composite, PEEK, PMMA und CoCr bietet die neue Fräserlinie cara Mill Xcut von Kulzer alles, was moderne CAD/CAM-Prozesse heute fordern – und mehr.

- **Xtreme Präzision:** Dank einer Radiusgenauigkeit <0,005 mm erzielen Sie maximale Passgenauigkeit und eine optimale Oberflächenqualität
- **Xtreme Schliffgenauigkeit:** Durch zwei Schneiden und präzisen Kugelfräser schneller am Zielergebnis. Negativer Spanwinkel beugt Ausbrüchen vor.
- **Xtreme Langlebigkeit:** Erstklassige Hartmetalle und Substrate sichern eine außergewöhnlich hohe Standzeit – auch bei anspruchsvollster Dauerbelastung.
- **Xtreme Haltbarkeit der Beschichtung:** Hochtechnologische Beschichtungen sorgen für optimale Wärme- und Spanabfuhr und damit für längere Fräserlebensdauer.
- **Xtreme Verlässlichkeit:** Nulltoleranz in der Fertigung garantiert Reproduzierbarkeit und reduziert Werkzeugbrüche auf ein Minimum.
- **Xtreme Perfektion:** Herstellung unter „klinischen Reinraumbedingungen“.

neu &
exklusiv

Xtreme Performance: cara Mill Xcut

Fräser und Schleifer, 6 mm Schaft für cara Mill 2.5 pro+ / 2.5L pro+ / 3.5 er Serie

6 mm Schaft | Weiche Materialien

für Zirkon, PMMA, PEEK, Wachs und Komposit



T11 - 2.5 | 6.0 mm
Radiusfräser (Einschneider, gleitbeschichtet)
Art.-No. 6610 0788




T12 - 1.0 | 6.0 mm
Radiusfräser (Einschneider, gleitbeschichtet)
Art.-No. 6610 0789



T13/T50 - 2.5 | 6.0 mm
Radiusfräser (diamantbeschichtet)
Art.-No. 6610 0790



T14/T51 - 1.0 | 6.0 mm
Radiusfräser (diamantbeschichtet)
Art.-No. 6610 0791



T15/T52 - 0.6 | 6.0 mm
Radiusfräser (konisch)
Art.-No. 66100 0792

6 mm Schaft | Spezialanwendungen

für Zirkon, PMMA, PEEK, Wachs und Komposit



T36 - 4.0 | 6.0 mm
Radiusfräser lang (l = 31 mm)
Art.-No. 6610 0787

Xtrem scharf: Der Xcut Kugelfräser mit hochvergüteten Schneiden, die Ausbrüchen vorbeugt und mit einem starken Kern, der die seitlichen Abweichungen minimiert und die Spanabfuhr optimiert.




6 mm Schaft

neu


mit Zufriedenheitsgarantie

6 mm Schaft | Metallbearbeitung


für Titan und Kobalt-Chrom



T1/T6 - 3.0 | 6.0 mm
Radiusfräser kurz (l = 15 mm)
Art.-No. 6610 0778




T2/T7 - 2.0 | 6.0 mm
Radiusfräser kurz (l = 1 mm)
Art.-No. 6610 0779



T3/T8 - 1.5 | 6.0 mm
Radiusfräser (l = 12 mm)
Art.-No. 6610 0780




T4/T9 - 1.0 | 6.0 mm
Radiusfräser kurz (l = 9 mm)
Art.-No. 6610 0781




T20 - 0.6 | 6.0 mm
Radiusfräser (konisch)
Art.-No. 6610 0782




T26 - 3.0 | 6.0 mm
Radiusfräser lang (l = 20 mm)
Art.-No. 6610 0783




T27 - 2.0 | 6.0 mm
Radiusfräser lang (l = 16 mm)
Art.-No. 6610 0784



T28 - 1.5 | 6.0 mm
Radiusfräser lang (l = 15 mm)
Art.-No. 6610 0785





T29 - 1.0 | 6.0 mm
Radiusfräser lang (l = 11 mm)
Art.-No. 6610 0786



T61/71 - 3.0 | 6.0 mm | Breakdancer
Radiusfräser lang (l = 15 mm)
Art.-No. 6610 0777

cara Mill Xcut

Einführungssets 1 - CoCr short


 Ø 3.0mm T1 T6 ≤15mm Ti CoCr T1/T6 - 3.0 6.0 mm Radiusfräser kurz (l = 15mm) Art.-No. 6610 0778	 Ø 2.0mm T2 T7 ≤15mm Ti CoCr T2/T7 - 2.0 6.0 mm Radiusfräser kurz (l = 1mm) Art.-No. 6610 0779
 Ø 1.5mm T3 T8 ≤15mm Ti CoCr T3/T8 - 1.5 6.0 mm Radiusfräser (l = 12 mm) Art.-No. 6610 0780	 Ø 1.0mm T4 T9 ≤15mm Ti CoCr T4/T9 - 1.0 6.0 mm Radiusfräser kurz (l = 9 mm) Art.-No. 6610 0781

neu
Jetzt testen und
im Set sparen

20%
Einführungsrabatt
bis 30.06.2026
4x Fräswerkzeuge
200,- €

+ zzgl.
1x dima Mill
CoCr solid Fräsdisc
99x13.5 mm
Art. Nr. 6606 9999
339,50 €

Einführungssets 2 - CoCr long

 Ø 3.0mm T26 16-20mm Ti CoCr T26 - 3.0 6.0 mm Radiusfräser lang (l = 20 mm) Art.-No. 6610 0783	 Ø 2.0mm T27 16-20mm Ti CoCr T27 - 2.0 6.0 mm Radiusfräser lang (l = 16 mm) Art.-No. 6610 0784
 Ø 1.5mm T28 16-20mm Ti CoCr T28 - 1.5 6.0 mm Radiusfräser lang (l = 15 mm) Art.-No. 6610 0785	 Ø 1.0mm T29 16-20mm Ti CoCr T29 - 1.0 6.0 mm Radiusfräser lang (l = 11 mm) Art.-No. 6610 0786

20%
Einführungsrabatt
bis 30.06.2026
4x Fräswerkzeuge
200,- €

+ zzgl.
1x dima Mill
CoCr solid Fräsdisc
99x16 mm
Art. Nr. 6609 7760
353,- €



Einführungssets 3 - PMMA

 Ø 2.5mm T11 ≤25mm PMMA WAX PEEK T11 - 2.5 6.0 mm Radiusfräser (Einschneider, gleitbeschichtet) Art.-No. 6610 0788	 Ø 1.0mm T12 ≤25mm PMMA WAX PEEK T12 - 1.0 6.0 mm Radiusfräser (Einschneider, gleitbeschichtet) Art.-No. 6610 0789
 Ø 4.0mm T36 ≤30mm PMMA WAX T36 - 4.0 6.0 mm Radiusfräser lang (l = 31 mm) Art.-No. 6610 0787	

20%
Einführungsrabatt
bis 30.06.2026
4x Fräswerkzeuge
130,40 €

+ zzgl.
1x PALA Mill Base Pink
Art. Nr. 6609 8732
oder Pink Live,
Art. Nr. 6609 8733
171,35 €

Einführungssets 4 - Zirkon

 Ø 2.5mm T13 T50 ≤25mm Zr COMP T13/T50 - 2.5 6.0 mm Radiusfräser (diamantbeschichtet) Art.-No. 6610 0790	 Ø 1.0mm T14 T51 ≤25mm Zr COMP T14/T51 - 1.0 6.0 mm Radiusfräser (diamantbeschichtet) Art.-No. 6610 0791
 Ø 0,6mm T15 T52 ≤25mm Zr COMP PMMA WAX PEEK T15/T52 - 0.6 6.0 mm Radiusfräser (konisch) Art.-No. 6610 0792	

20%
Einführungsrabatt
bis 30.06.2026
3x Fräswerkzeuge
192,80 €

+ zzgl.
1x dima Mill Zirconia
Shine (Mono) 14 mm
Farbe frei wählbar
269,80 €

+ zzgl.
1x dima Mill Zirconia
Multi 14 mm
Farbe frei wählbar
282,30 €

cara Mill Xcut

Fräser und Schleifer, 6 mm Schaft
für cara Mill 2.5 pro+ / 2.5L pro+ / 3.5 er Serie


Verfügbare Fräser mit 6 mm Schaft by cara		UVP	Staffel 10-14 Stück	%	Staffel 15-19 Stück	%	Staffel 20-29 Stück	%	Staffel 30-xx Stück	%
Weiche Materialien										
6610 0788	cara Mill Xcut T11 - 2.5 l 6 mm	50,00 €	45,00 €	10%	42,50 €	15%	40,00 €	20%	37,50 €	25%
6610 0789	cara Mill Xcut T12 - 1.0 l 6mm	50,00 €	45,00 €	10%	42,50 €	15%	40,00 €	20%	37,50 €	25%
6610 0790	cara Mill Xcut T13/T50 - 2.5 l 6 mm	93,00 €	83,70 €	10%	79,05 €	15%	74,40 €	20%	69,75 €	25%
6610 0791	cara Mill Xcut T14/51 - 1.0 l 6 mm	93,00 €	83,70 €	10%	79,05 €	15%	74,40 €	20%	69,75 €	25%
6610 0792	cara Mill Xcut T15/52 - 0.6 l 6 mm	55,00 €	49,50 €	10%	46,75 €	15%	44,00 €	20%	41,25 €	25%
Spezialanwendungen										
6610 0787	cara Mill Xcut T36 - 4.0 l 6 mm	63,00 €	56,70 €	10%	53,55 €	15%	50,40 €	20%	47,25 €	25%
Metallbearbeitung										
6610 0778	cara Mill Xcut T1/6 - 3.0 l 6mm	60,00 €	54,00 €	10%	51,00 €	15%	48,00 €	20%	45,00 €	25%
6610 0779	cara Mill Xcut T2/7 - 2.0 l 6mm	60,00 €	54,00 €	10%	51,00 €	15%	48,00 €	20%	45,00 €	25%
6610 0780	cara Mill Xcut T3/8 - 1.5 l 6mm	65,00 €	58,50 €	10%	55,25 €	15%	52,00 €	20%	48,75 €	25%
6610 0781	cara Mill Xcut T4/9 - 1.0 l 6mm	65,00 €	58,50 €	10%	55,25 €	15%	52,00 €	20%	48,75 €	25%
6610 0782	cara Mill Xcut T20 - 0.6 l 6mm	65,00 €	58,50 €	10%	55,25 €	15%	52,00 €	20%	48,75 €	25%
6610 0783	cara Mill Xcut T26 - 3.0 l 6mm	60,00 €	54,00 €	10%	51,00 €	15%	48,00 €	20%	45,00 €	25%
6610 0784	cara Mill Xcut T27 - 2.0 l 6mm	60,00 €	54,00 €	10%	51,00 €	15%	48,00 €	20%	45,00 €	25%
6610 0785	cara Mill Xcut T28 - 1.5 l 6mm	65,00 €	58,50 €	10%	55,25 €	15%	52,00 €	20%	48,75 €	25%
6610 0786	cara Mill Xcut T29 - 1.0 l 6mm	65,00 €	58,50 €	10%	55,25 €	15%	52,00 €	20%	48,75 €	25%
66100777	cara Mill Xcut T61/71 - 3.0 l 6mm l Breakdancer	85,00 €	76,50 €	10%	72,25 €	15%	68,00 €	20%	63,75 €	25%

Kulzer Online Webshop:
shop.kulzer.de
Im Suchfeld die Art. Nr. ohne
Leerzeichen eingeben.



Die neue Xcut Fräserlinie von Kulzer setzt neue Maßstäbe in-puncto Qualität, Präzision, Standfestigkeit und Vertrauen. Um unser Vertrauen in unsere Fräser zu spiegeln, bieten wir bis zum 30.06.2026 eine „Geld-zurück-Garantie“ an.

Sie sind nicht zufrieden mit den Fräswerkzeugen der Xcut Linie?
Dann erstatten wir Ihnen den Kaufpreis in Form eines Materialgutschein für Kulzer Zahntechnik-Produkte im gleichen Gegenwert. Die Inanspruchnahme muss innerhalb von 4 Wochen nach Rechnungsdatum erfolgen.



Dauerhafte
Staffelpreise
ab 10 St.

neu
mit Zufriedenheits-
garantie


cara Mill Cut

Fräser und Schleifer, 3 mm Schaft für cara Mill 1.5 / 2.5L pro

3 mm Schaft | Weiche Materialien

für Zirkon, PMMA, PEEK, Wachs, Komposit und Sintermetall

imes-icore®
Dental & Medical Solutions

 T5 T10 T17 Ti CoCr WAX PMMA Zr ≤25mm T5/T10/T17 - 1.5 3.0 mm Schaftfräser (l = 15mm), universal Art.-No. 6606 7564	 T11 PMMA WAX PEEK ≤25mm T11 - 2.5 3.0 mm Radiusfräser (Einschneider, gleitbeschichtet) Art.-No. 6606 3951	 T11 T13 PMMA WAX Zr ≤25mm T11/T13 - 2.5 3.0 mm Radiusfräser Art.-No. 6606 3953
 T12 PMMA WAX PEEK ≤25mm T12 - 1.0 3.0 mm Radiusfräser (Einschneider, gleitbeschichtet) Art.-No. 6606 3952	 T12 T14 PMMA WAX Zr ≤25mm T12/T14 - 1.0 3.0 mm Radiusfräser Art.-No. 6606 3954	 T13 T40 T50 Zr SINT COMP ≤25mm T13/T40/T50 - 2.5 3.0 mm Radiusfräser (diamantbeschichtet) Art.-No. 6606 3955
 T14 T41 T51 Zr SINT COMP ≤25mm T14/T41/T51 - 1.0 3.0 mm Radiusfräser (diamantbeschichtet) Art.-No. 6606 3956	 T15 T42 T52 PMMA WAX Zr SINT COMP ≤25mm T15/T42/T52 - 0.6 3.0 mm Radiusfräser (konisch) Art.-No. 6606 3957	 T16 PMMA WAX Zr ≤15mm T16 - 1.5 3.0 mm Radiusfräser (l = 15 mm) Art.-No. 6609 4948


Material Legende

Zr	Zirkonoxid	glass ceramics	Glaskeramik	Ti	Titan	calibr.	Kalibration	PMMA	PMMA / Kunststoffe
----	------------	----------------	-------------	----	-------	---------	-------------	------	--------------------

3 mm
Schaft

3-mm-Schaft-Werkzeuge für die präzise Bearbeitung weicher Materialien. Ob Zirkon, PMMA, PEEK, Wax, Composite oder Sintermetall – diese Fräserwerkzeuge vereinen universelle Einsatzmöglichkeiten mit höchster Effizienz.

Dank ihrer speziell abgestimmten Schneidengeometrie liefern sie saubere Schnittergebnisse und sorgen für eine hervorragende Oberflächenqualität – und bieten Ihnen maximale Flexibilität und Zuverlässigkeit.

 T19 universal ≤15mm T19 - 0.5 3.0 mm Schaftfräser (l = 4 mm), universal Art.-No. 6606 7565	 T31 PMMA WAX PEEK ≤30mm T31 - 3.0 3.0 mm Schaftfräser lang (Einschneider, gleitbeschichtet) Art.-No. 6606 9178	 T32 PMMA WAX Zr ≤25mm T32 - 0.6 3.0 mm Radiusfräser (l = 12 mm) Art.-No. 6606 9772
 T33 T43 T53 PMMA WAX Zr SINT COMP ≤25mm T33/T43/T53 - 0.3 3.0 mm Radiusfräser (konisch) Art.-No. 6606 3958	 T37 PMMA WAX Zr ≤25mm T37 - 1.5 3.0 mm Torusfräser (r = 0,08 mm, l = 20mm) Art.-No. 6609 9145	 T98 calibr. ≤25mm T98 - 2.5 3.0 mm Schaftfräser (l = 20mm, Dreischneider) Art.-No. 6609 5539

Materialkompatibilität mit Werkzeugnummer

Die farbigen Felder zeigen an, welche Materialien das Werkzeug bearbeiten kann. Die darüber stehende Werkzeugnummer (T-Nummer) gibt an mit welcher Werkzeugnummer das Werkzeug für das entsprechende Material in der Maschine angelegt werden muss. Im Beispiel: T13 = Zirkon | T40 = SINT | T50 = COMP

Bezeichnung des Werkzeugs

Die Bezeichnung des Werkzeugs besteht aus:
- Angabe der möglichen Werkzeugnummern (T13/T40/T50)
- Durchmesser der Werkzeugspitze und des Spannschafts (2.5 | 3.0 mm)
- Werkzeugtyp (Radius Milling Tool)
- Werkzeugbesonderheiten (diamond coated)

 T13 T40 T50 Zr SINT COMP ≤25mm T13/T40/T50 - 2.5 3.0 mm Radiusfräser (diamantbeschichtet) Art.-No. 6606 3955	Abbildung des Werkzeugs Durchmesser der Werkzeugschäfte Materialhöhe Beschichtung
--	---

Abbildung des Werkzeugs

Durchmesser der Werkzeugschäfte

Materialhöhe

Das Symbol zeigt die maximale Materialhöhe an, die mit diesem Fräser bearbeitet werden kann, z. B. bis zu 25 mm für eine Ronde.

Beschichtung

1 Diamant = Diamantkörnung
2 Diamanten = Diamantbeschichtung

COMP	Kompositmaterialien	CoCr	Kobalt-Chrom	Aligner	Aligner	WAX	Wachs	PEEK	PEEK	SINT	Sintermetall
------	---------------------	------	--------------	---------	---------	-----	-------	------	------	------	--------------

cara Mill Cut

3 mm Schaft | Metallbearbeitung

für Titan und Kobalt-Chrom



Die Fräswerkzeuge sind speziell auf die Anforderungen der modernen Metallbearbeitung abgestimmt. Sie überzeugen durch höchste Präzision bei der Bearbeitung anspruchsvoller Materialien wie Titan und CoCr und setzen neue Maßstäbe in Effizienz und Belastbarkeit.



Dank ihrer optimierten Konstruktion ermöglichen sie eine gleichmäßige Zerspanung und sorgen für eine zuverlässige Bearbeitung mit herausragender Oberflächenqualität. Unsere Fräser vereinen Stabilität und Vielseitigkeit, reduzieren den Verschleiß auf ein Minimum und erfüllen selbst die höchsten Ansprüche.

cara Mill Cut

3 mm Schaft | Schleifwerkzeuge

für Glaskeramiken wie Lithiumdisilikat und Feldspatkeramik



Unsere Schleifwerkzeuge verfügen über galvanische Beschichtungen, die speziell für die Bearbeitung von Glaskeramik ausgelegt sind. Die Diamantkörnung wird in Größe und Form genau an die jeweilige Anwendung angepasst, ebenso wie die Konzentration der Diamanten. Ein robustes Hartmetall-Substrat sorgt zusätzlich für Stabilität und eine lange Lebensdauer. Dadurch bieten die Werkzeuge maximale Effizienz und Präzision – ideal für den Einsatz bei anspruchsvollen Materialien.

Highlights

- Maßgeschneidert für harte Materialien wie Glaskeramiken
- Diamantkörnung und -konzentration auf die Anwendung abgestimmt
- Stabilität und Präzision für hochwertige Ergebnisse

3 mm
Schaft

cara Mill Cut

Fräser und Schleifer, 3 mm Schaft
für cara Mill 1.5 / 2.5L pro

Dauerhafte
Staffelpreise
ab 10 St.

Verfügbare Fräser mit 3 mm Schaft by imes-icore		UVP	Staffel 10-14 Stück	%	Staffel 15-19 Stück	%	Staffel 20-29 Stück	%	Staffel 30-xx Stück	%
Weiche Materialien										
6606 7564	cara Mill Cut T5/T10/T17 - 1.5 l 3 mm	37,00 €	33,30 €	10%	31,45 €	15%	29,60 €	20%	27,75 €	25%
6606 3951	cara Mill Cut T11 - 2.5 l 3mm	35,00 €	31,50 €	10%	29,75 €	15%	28,00 €	20%	26,25 €	25%
6606 3953	cara Mill Cut T11/T13 - 2.5 l 3mm	26,00 €	23,40 €	10%	22,10 €	15%	20,80 €	20%	19,50 €	25%
6606 3952	cara Mill Cut T12 -1.0 l 3mm	34,00 €	30,60 €	10%	28,90 €	15%	27,20 €	20%	25,50 €	25%
6606 3954	cara Mill Cut T12/T14 1.0 l 3mm	26,00 €	23,40 €	10%	22,10 €	15%	20,80 €	20%	19,50 €	25%
6606 3955	cara Mill Cut T13/T40/T50 - 2.5 l 3 mm	60,00 €	54,00 €	10%	51,00 €	15%	48,00 €	20%	45,00 €	25%
6606 3956	cara Mill Cut T14/T41/T51 - 1.0 l 3 mm	60,00 €	54,00 €	10%	51,00 €	15%	48,00 €	20%	45,00 €	25%
6606 3957	cara Mill Cut T15/T42/T52 - 0.6 l 3 mm	50,00 €	45,00 €	10%	42,50 €	15%	40,00 €	20%	37,50 €	25%
6609 4948	cara Mill Cut T16 - 1.5 l 3 mm	44,00 €	39,60 €	10%	37,40 €	15%	35,20 €	20%	33,00 €	25%
6606 7565	cara Mill Cut T19 - 0.5 l 3 mm	44,00 €	39,60 €	10%	37,40 €	15%	35,20 €	20%	33,00 €	25%
6606 9178	cara Mill Cut T31 - 3.0 l 3 mm	44,00 €	39,60 €	10%	37,40 €	15%	35,20 €	20%	33,00 €	25%
6606 9772	cara Mill Cut T32 - 0.6 l 3 mm	50,00 €	45,00 €	10%	42,50 €	15%	40,00 €	20%	37,50 €	25%
6606 3958	cara Mill Cut T33/T43/T53 - 0.3 l 3 mm	44,00 €	39,60 €	10%	37,40 €	15%	35,20 €	20%	33,00 €	25%
6609 9145	cara Mill Cut T37 - 1.5 l 3 mm	auf Anfrage								
6609 5539	cara Mill Cut T98 - 2.5 l 3 mm	39,00 €	35,10 €	10%	33,15 €	15%	31,20 €	20%	29,25 €	25%
Metallbearbeitung										
6606 3962	cara Mill Cut T1/T6 - 3.0 l 3 mm	38,00 €	34,20 €	10%	32,30 €	15%	30,40 €	20%	28,50 €	25%
6606 3963	cara Mill Cut T2/T7 - 2.0 l 3 mm	39,00 €	35,10 €	10%	33,15 €	15%	31,20 €	20%	29,25 €	25%
6609 4947	cara Mill Cut T3/T8 - 1.5 l 3 mm	39,00 €	35,10 €	10%	33,15 €	15%	31,20 €	20%	29,25 €	25%
6606 3964	cara Mill Cut T4/T9 - 1.0 l 3 mm	39,00 €	35,10 €	10%	33,15 €	15%	31,20 €	20%	29,25 €	25%
6606 7564	cara Mill Cut T5/T10/T17 - 1.5 l 3 mm	37,00 €	33,30 €	10%	31,45 €	15%	29,60 €	20%	27,75 €	25%
6606 7565	cara Mill Cut T19 - 0.5 l 3 mm	44,00 €	39,60 €	10%	37,40 €	15%	35,20 €	20%	33,00 €	25%
6606 3965	cara Mill Cut T20 - 0.6 l 3 mm	54,00 €	48,60 €	10%	42,69 €	15%	40,18 €	20%	37,67 €	25%
6609 9141	cara Mill Cut T58/T59 - 2.0 l 3 mm	45,00 €	40,50 €	10%	35,57 €	15%	33,48 €	20%	31,39 €	25%
Schleifwerkzeuge										
6606 3959	cara Mill Cut T21 - 2.5 l 3 mm	33,00 €	29,70 €	10%	28,05 €	15%	26,40 €	20%	24,75 €	25%
6606 3960	cara Mill Cut T22 - 1.0 l 3 mm	33,00 €	29,70 €	10%	28,05 €	15%	26,40 €	20%	24,75 €	25%
6606 3961	cara Mill Cut T23 - 0.6 l 3 mm	34,00 €	30,60 €	10%	28,90 €	15%	27,20 €	20%	25,50 €	25%
6609 9144	cara Mill Cut T24 - 1.5 l 3 mm	45,00 €	40,50 €	10%	38,25 €	15%	36,00 €	20%	33,75 €	25%

Kulzer Online Webshop:
shop.kulzer.de
Im Suchfeld die Art. Nr. ohne
Leerzeichen eingeben.



cara Mill Cut

Fräser und Schleifer, 6 mm Schaft für cara Mill 2.5 pro+ / 2.5L pro+ / 3.5 er Serie

6 mm Schaft | Weiche Materialien

für Zirkon, PMMA, PEEK, Wachs, Komposit und Sintermetall



Die 6-mm-Fräswerkzeuge zeichnen sich durch ihren verstärkten Schaft aus, der eine erhöhte Stabilität und reduzierte Vibrationen gewährleistet. Dies sorgt nicht nur für eine präzise Bearbeitung, sondern auch für eine längere Werkzeugstandzeit. Besonders bei der Bearbeitung harter Materialien bieten sie durch ihre optimierte Konstruktion und Robustheit höchste Zuverlässigkeit und konstante Leistung.

6 mm Schaft



cara Mill Cut

6 mm Schaft | Spezialanwendungen

für Zirkon, PMMA, PEEK, Wachs, Komposit und Sintermetall




Für zuverlässige und präzise Ergebnisse ist die richtige Kalibrierung Ihrer Maschinen entscheidend. Unsere Kalibrierwerkzeuge sorgen dafür, dass Ihre Fertigungsprozesse stets optimal eingestellt sind. Mit höchster Genauigkeit unterstützen sie Sie dabei, Ausfallzeiten zu minimieren und eine konstant hohe Qualität zu gewährleisten.

6 mm Schaft


6 mm Schaft | Metallbearbeitung

für Titan und Kobalt-Chrom



cara Mill Cut

6 mm Schaft | Metallbearbeitung
für Titan und Kobalt-Chrom



Ø 3.0mm

T60

Ti

≤15mm

T60 - 3.0 | 6.0 mm

Highspeed Fräserwerkzeug kurz (l = 15 mm)

Art.-No. 6609 9142



Ø 3.0mm

T61

CoCr

≤15mm

T61 - 3.0 | 6.0 mm

Quattro Speed Fräserwerkzeug (l = 15 mm)

Art.-No. 6607 8462



Ø 2.0mm

T62

Ti

CoCr

≤15mm

T62 - 2.0 | 6.0 mm

Torusfräser (r=0,2mm, l=16mm, Vierschneider)

Art.-No. 6607 7582



Ø 1.5mm

T63

Ti

CoCr

≤15mm

T63 - 1.5 | 6.0 mm

Torusfräser (r=0,08mm, l=7mm, Zweischneider)

Art.-No. 6607 7583



Ø 1.5mm

T64

Ti

CoCr

≤15mm

T64 - 1.5 | 6.0 mm

Torusfräser (r=0,08mm, l=15mm, Zweischneider)

Art.-No. 6607 7605



Ø 2.0mm

T67

Ti

CoCr

≤15mm

T67 - 2.0 | 6.0 mm

Schaftfräser kurz (l = 7 mm, Vierschneider)

Art.-No. 6607 7581



Ø 1.5mm

T68

Ti

CoCr

T68 - 1.5 | 6.0 mm

Schaftfräser lang (l = 15 mm, Vierschneider)

Art.-No. 6607 7586



Ø 1.5mm

T69

Ti

CoCr

≤15mm

T69 - 1.5 | 6.0 mm

Schaftfräser kurz (l = 7 mm, Vierschneider)

Art.-No. 6609 9149



Ø 3.0mm

T71

CoCr

T71 - 3.0 | 6.0 mm

Ironbiter, Fräserwerkzeug (l = 15 mm)

Art.-No. 6610 0380

6 mm
Schaft



Ø 2.5mm

T80

Ti

CoCr

≤20mm

T80 - 2.5 | 6.0 mm

Bohrwerkzeug (l = 22 mm)

Art.-No. 6607 7584



Ø 1.5mm

T81

Ti

CoCr

≤20mm

T81 - 1.5 | 6.0 mm

Bohrwerkzeug (l = 18 mm)

Art.-No. 6607 7585



Ø 2.65mm

T82

Ti

CoCr

≤20mm

T82 - 2.65 | 6.0 mm

Bohrwerkzeug (l=21 mm)

Art.-No. 6610 0447



Ø 2.25mm

T83

Ti


CoCr

≤20mm

T83 - 2.25 | 6.0 mm

Bohrwerkzeug (l = 21 mm)

Art.-No. 6610 0448



Ø M2


T103

Ti

CoCr

T103 - M2 | 6.0 mm

Gewindefräser
auf Anfrage



Ø 1.6mm

T121

Ti


CoCr

≤25mm

T121 - 1.6x 0.7 | 6.0 mm

T-Werkzeug 90° (d = 0,65 mm, l = 7,5 mm, Dreischneider)

Art.-No. 6609 8286



Ø 1.7mm

T122


Ti

CoCr

T122 - 1.7 x 0.7 | 6.0 mm

T-Werkzeug 90° (d= 0.65 mm, l= 8.0 mm, Dreischneider)

Art.-No. 6609 8287



Ø 1.8mm

T123


Ti

CoCr

T123 - 1.8 x 1.0 | 6.0 mm

T-Werkzeug 90° (d= 0,9 mm, l= 7.1 mm, Dreischneider)

Art.-No. 6609 8288



Ø 2.0mm

T124

Ti

CoCr

≤25mm

T124 - 2.0 x 1.0 | 6.0 mm

T-Werkzeug 90° (d= 1.0 mm, l= 9.0 mm, Dreischneider)

Art.-No. 6609 8289

cara Mill Cut

6 mm Schaft | Schleifwerkzeuge

für Glaskeramiken wie Lithiumdisilikat und Feldspatkeramik



Unsere Schleifwerkzeuge verfügen über galvanische Beschichtungen, die speziell für die Bearbeitung von Glaskeramik ausgelegt sind. Die Diamantkörnung wird in Größe und Form genau an die jeweilige Anwendung angepasst, ebenso wie die Konzentration der Diamanten.

Ein robustes Hartmetall-Substrat sorgt zusätzlich für Stabilität und eine lange Lebensdauer. Dadurch bieten die Werkzeuge maximale Effizienz und Präzision – ideal für den Einsatz bei anspruchsvollen Materialien.

imes-icore®
Dental & Medical Solutions

6 mm Schaft



Ideal für
Prothesen

neu

Fräswerkzeug

PMMA
WAX

T36 – 4.0 | 6.0 mm

neu

Spezialanwendung für
die Metallbearbeitung

Schnelle und präzise
Bearbeitung von Bohrkanälen

Bohrwerkzeug Ti CoCr

cara Mill Cut

Fräser und Schleifer, 6 mm Schaft
für cara Mill 2.5 pro+ / 2.5L pro+ / 3.5 er Serie

Dauerhafte
Staffelpreise
ab 10 St.

Verfügbare Fräser mit 6 mm Schaft by imes-icore		UVP	Staffel 10-14 Stück	%	Staffel 15-19 Stück	%	Staffel 20-29 Stück	%	Staffel 30-xx Stück	%
Weiche Materialien										
6606 9158	cara Mill Cut T11 2.5 l 6 mm	43,00 €	38,70 €	10%	36,55 €	15%	34,40 €	20%	32,25 €	25%
6606 9159	cara Mill Cut T12 1.0 l 6 mm	43,00 €	38,70 €	10%	36,55 €	15%	34,40 €	20%	32,25 €	25%
auf Anfrage	cara Mill Cut T11/T13 2.5 l 6 mm - falsche Art. Nr. im Katalog!									
auf Anfrage	cara Mill Cut T12/T14 1.0 l 6 mm - falsche Art. Nr. im Katalog!									
6606 9160	cara Mill Cut T13/T40/T50 2.5 l 6 mm	79,00 €	71,10 €	10%	67,15 €	15%	63,20 €	20%	59,25 €	25%
6606 9161	cara Mill Cut T14/41/51 1.0 l 6 mm	79,00 €	71,10 €	10%	67,15 €	15%	63,20 €	20%	59,25 €	25%
6606 9162	cara Mill Cut T15/42/52 0.6 l 6 mm	50,00 €	45,00 €	10%	42,50 €	15%	40,00 €	20%	37,50 €	25%
6609 4950	cara Mill Cut T16 - 1.5 l 6 mm	49,00 €	44,10 €	10%	41,65 €	15%	39,20 €	20%	36,75 €	25%
6607 0905	cara Mill Cut T17 - 1.5 l 6 mm	50,00 €	45,00 €	10%	42,50 €	15%	40,00 €	20%	37,50 €	25%
6607 0906	cara Mill Cut T18 - 0.5 l 6 mm	53,00 €	47,70 €	10%	45,05 €	15%	42,40 €	20%	39,75 €	25%
6607 0907	cara Mill Cut T19 - 0.5 l 6 mm	53,00 €	47,70 €	10%	45,05 €	15%	42,40 €	20%	39,75 €	25%
6606 9157	cara Mill Cut T30 - 4.0 l 6 mm	50,00 €	45,00 €	10%	42,50 €	15%	40,00 €	20%	37,50 €	25%
6606 9773	cara Mill Cut T32 - 0.6 l 6 mm	60,00 €	54,00 €	10%	51,00 €	15%	48,00 €	20%	45,00 €	25%
Spezialanwendungen										
6606 9163	cara Mill Cut T33/43/53 0.3 l 6mm	60,00 €	54,00 €	10%	51,00 €	15%	48,00 €	20%	45,00 €	25%
6607 0237	cara Mill Cut T34 3.0 l 6 mm	68,00 €	61,20 €	10%	57,80 €	15%	54,40 €	20%	51,00 €	25%
6607 0238	cara Mill Cut T35 2.0 l 6 mm	68,00 €	61,20 €	10%	57,80 €	15%	54,40 €	20%	51,00 €	25%
6609 9044	cara Mill Cut T36 4.0 l 6 mm	65,00 €	58,50 €	10%	55,25 €	15%	52,00 €	20%	48,75 €	25%
6609 9146	cara Mill Cut T37 1.5 l 6 mm	55,00 €	49,50 €	10%	46,75 €	15%	44,00 €	20%	41,25 €	25%
6609 4951	cara Mill Cut T98 2.5 l 6 mm	60,00 €	54,00 €	10%	51,00 €	15%	48,00 €	20%	45,00 €	25%
Metallbearbeitung										
6606 9167	cara Mill Cut T1/T6 3.0 l 6 mm	42,00 €	37,80 €	10%	35,70 €	15%	33,60 €	20%	31,50 €	25%
6606 9168	cara Mill Cut T2/T7 2.0 l 6 mm	43,00 €	38,70 €	10%	36,55 €	15%	34,40 €	20%	32,25 €	25%
6607 0901	cara Mill Cut T3/T8 1.5 l 6 mm	53,00 €	47,70 €	10%	45,05 €	15%	42,40 €	20%	39,75 €	25%
6606 9169	cara Mill Cut T4/T9 1.0 l 6 mm	53,00 €	47,70 €	10%	45,05 €	15%	42,40 €	20%	39,75 €	25%
6607 0903	cara Mill Cut T5/10 1.5 l 6 mm	53,00 €	47,70 €	10%	45,05 €	15%	42,40 €	20%	39,75 €	25%
6607 0906	cara Mill Cut T18 0.5 l 6 mm	53,00 €	47,70 €	10%	45,05 €	15%	42,40 €	20%	39,75 €	25%
6607 0907	cara Mill Cut T19 0.5 l 6 mm	53,00 €	47,70 €	10%	45,05 €	15%	42,40 €	20%	39,75 €	25%
6606 9170	cara Mill Cut T20 0.6 l 6 mm	53,00 €	47,70 €	10%	45,05 €	15%	42,40 €	20%	39,75 €	25%
6606 9171	cara Mill Cut T26 3.0 l 6 mm	45,00 €	40,50 €	10%	38,25 €	15%	36,00 €	20%	33,75 €	25%
6606 9172	cara Mill Cut T27 2.0 l 6 mm	45,00 €	40,50 €	10%	38,25 €	15%	36,00 €	20%	33,75 €	25%
6609 4949	cara Mill Cut T28 1.5 l 6 mm	45,00 €	40,50 €	10%	38,25 €	15%	36,00 €	20%	33,75 €	25%
6606 9173	cara Mill Cut T29 1.0 l 6 mm	53,00 €	47,70 €	10%	45,05 €	15%	42,40 €	20%	39,75 €	25%



cara Mill Cut

Fräser und Schleifer, 6 mm Schaft
für cara Mill 2.5 pro+ / 2.5L pro+ / 3.5 er Serie

Dauerhafte
Staffelpreise
ab 10 St.

Verfügbare Fräser mit 6 mm Schaft by imes-icore		UVP	Staffel 10-14 Stück	%	Staffel 15-19 Stück	%	Staffel 20-29 Stück	%	Staffel 30-xx Stück	%
Metallbearbeitung										
6609 9142	cara Mill Cut T60 3.0 6 mm	59,00 €	53,10 €	10%	50,15 €	15%	47,20 €	20%	44,25 €	25%
6607 8462	cara Mill Cut T61 3.0 6 mm	53,00 €	47,70 €	10%	45,05 €	15%	42,40 €	20%	39,75 €	25%
6607 7582	cara Mill Cut T62 2.0 6 mm	63,00 €	56,70 €	10%	53,55 €	15%	50,40 €	20%	47,25 €	25%
6607 7583	cara Mill Cut T63 1.5 6 mm	50,00 €	45,00 €	10%	42,50 €	15%	40,00 €	20%	37,50 €	25%
6607 7605	cara Mill Cut T64 1.5 6mm	50,00 €	45,00 €	10%	42,50 €	15%	40,00 €	20%	37,50 €	25%
6607 7581	cara Mill Cut T67 2.0 6mm	62,00 €	55,80 €	10%	52,70 €	15%	49,60 €	20%	46,50 €	25%
6607 7586	cara Mill Cut T68 1.5 6mm	64,00 €	57,60 €	10%	54,40 €	15%	51,20 €	20%	48,00 €	25%
6609 9149	cara Mill Cut T69 1.5 6 mm	64,00 €	57,60 €	10%	54,40 €	15%	51,20 €	20%	48,00 €	25%
6610 0380	cara Mill Cut T71 3.0 6 mm	70,00 €	63,00 €	10%	59,50 €	15%	56,00 €	20%	52,50 €	25%
6607 7584	cara Mill Cut T80 2.5 6 mm	47,00 €	42,30 €	10%	39,95 €	15%	37,60 €	20%	35,25 €	25%
6607 7585	cara Mill Cut T81 1.5 6 mm	47,00 €	42,30 €	10%	39,95 €	15%	37,60 €	20%	35,25 €	25%
6610 0447	cara Mill Cut T82 2.65 6mm	auf Anfrage								
6610 0448	cara Mill Cut T83 2.25 6mm	auf Anfrage								
auf Anfrage	cara Mill Cut T103 M2 6mm	auf Anfrage								
6609 8286	cara Mill Cut T121 1.6x0.7 6 mm	129,00 €	116,10 €	10%	109,65 €	15%	103,20 €	20%	96,75 €	25%
6609 8287	cara Mill Cut T122 1.7x0.7 6 mm	129,00 €	116,10 €	10%	109,65 €	15%	103,20 €	20%	96,75 €	25%
6609 8288	cara Mill Cut T123 1.8x1.0 6 mm	129,00 €	116,10 €	10%	109,65 €	15%	103,20 €	20%	96,75 €	25%
6609 8289	cara Mill Cut T124 2.0x1.0 6 mm	129,00 €	116,10 €	10%	109,65 €	15%	103,20 €	20%	96,75 €	25%
Schleifwerkzeuge										
6606 9164	cara Mill Cut T21 2.5 6 mm	41,00 €	36,90 €	10%	34,85 €	15%	32,80 €	20%	30,75 €	25%
6606 9165	cara Mill Cut T22 1.0 6 mm	41,00 €	36,90 €	10%	34,85 €	15%	32,80 €	20%	30,75 €	25%
6606 9166	cara Mill Cut T23 0.6 6 mm	42,00 €	37,80 €	10%	35,70 €	15%	33,60 €	20%	31,50 €	25%
6610 0449	cara Mill Cut T24 1.5 6 mm	45,00 €	40,50 €	10%	38,25 €	15%	36,00 €	20%	33,75 €	25%

Kulzer Online Webshop:
shop.kulzer.de
Im Suchfeld die Art. Nr. ohne
Leerzeichen eingeben.



5 cara Print Cube

cara Print Cube & validierter Workflow: Präzision, Effizienz und Erschwinglichkeit vereint

Der cara Print Cube und der dazugehörige validierte Workflow bieten eine durchdachte Komplettlösung für den dentalen 3D-Druck. Die großzügige Bauplattform ermöglicht den Druck von bis zu fünf Modellen gleichzeitig, während die aufeinander abgestimmten dima-Druckmaterialien für höchste Qualität sorgen. Mit einer Auflösung von 6K und einer Genauigkeit von 34 µm liefert der cara Print Cube konstant präzise Ergebnisse. Das ergänzende Portfolio aus cara print Cockpit, cara print CleanUp und cara print LEDcure sorgt für einen nahtlosen, optimierten Arbeitsablauf und reduziert manuelle Arbeitsschritte auf ein Minimum.

Vorteile für Anwender:

- validierter Workflow für maximale Effizienz und Sicherheit
- präzise und reproduzierbare Ergebnisse dank validierter Druckparameter
- Die smarte Lösung für 3D-Druckmodelle: dima Print Stone beige Smart.



1 cara Print
Cockpit



2 dima Print
Materialien



3 cara Print Cube
3D Drucker



4 cara Print
CleanUp



5 cara Print LEDcure
Lichthärtegerät

cara Print Cube
Aktionspaket

Paket-
preis



1x cara Print Cube 3D Drucker 1x Materialwanne 1x cara Print CleanUp Reinigungsgerät 1x cara Print LEDcure Lichthärtegerät

Option 1:
Festpreis

Listenpreis Paket: 8.218 €
Promo-Preis: 7.595 €
Sie sparen 623 €

Sie sparen
623€

Option 2:
Gerätekomensation
über 3 Jahre

Listenpreis Paket: 8.218 €
Promo-Preis: 7.959 €
Sie sparen 259 €

Valuta: 36 Monate
Rabatt auf Resine: 40 %
Anzahlung 1.000 €

zzgl. 3 Jahre
40%
Resine

Bei Installation / Einweisung durch einen Kulzer Fachberater zzgl. 499 € statt 995 €. Alle Angebote gültig bis 30.06.2026.

cara Print LEDcure
Aktionspaket

Angebot
2.845,04€
statt 3.233 €



Technische Details im Überblick			
Gerätegröße (B x T x H)	250 x 350 x 380 mm (550 mm hoch bei geöffneter Tür)		
Gewicht der Einheit	12,8 kg		
Abmessungen der Belichtungs-kammer (B x T x H)	170 x 200 (am Sockel) x 170 mm		
Transparenter Drehteller – Durchmesser	150 mm Ø (= nutzbarer Raum)		
Geräteklasse	IEC Klasse I		
Belichtungsquelle	10 LED-Module bestehend aus 5 x 3-Watt-Langzeit-LEDs (= 150 Watt LED-Intensität)		
Programmeinstellungen			
Temperaturbereich	30 – 80 °C Hinweis: kann ohne Heizung betrieben werden		
Zeitbereich	1 – 30 Minuten		
Intensität	10 – 100 % (d. h. 15 – 150 LED Belichtungsstärke)		
cara LEDcure + Zubehör			
Produktbeschreibung	Menge	Artikel-Nr.	Listenpreis
cara Print LEDcure Lichtpolymerisationsgerät	1	6607 8521	3.233,00 €

cara Print Cube & Zubehör

cara Print Cube und Zubehör			
Produktbeschreibung	Menge	Artikel-Nr.	Listenpreis
cara Print Cube 3D-Drucker	1	6609 9964	4.635,00€
Materialwanne; Cube	1	6609 9965	170,00€
Release Film Kit; Cube	1	6609 9971	124,00€
Luftfilter; Cube	1	6609 9972	92,70€
Zubehör Kit; Cube	1	6609 9973	185,00€
Tray Kit; Cube	1	6609 9974	67,00€
Bauplatzform; Cube	1	6609 9975	464,00€
LCD Screen; Cube	1	6609 9976	391,00€
Haube; Cube	1	6609 9977	309,00€
Fresnel Linse; Cube	1	6609 9978	77,30€
Befestigung Material Wanne; Cube	1	6610 0104	32,40€
Glas Substrat; Cube	1	6610 0107	61,80€
cara Print CleanUp	1	6610 0119	180,00€
Waschbehälter; CleanUp	1	6610 0120	30,90€
Zusatzlizenz; Cockpit	1	6610 0149	232,00€

Digitale Materialien
für Ihr Labor:
Photopolymere
für den 3D-Druck

40%

Einführungs-
Rabatt
für dima Print
denture
teeth & base



Produktname	Farbe	Lieferform	Art.-Nr.	Preis in €
Modelle				
dima Print Stone beige	beige	1.000g	6607 7913	295,00
dima Print Stone teal	petrol	1.000g	6608 1650	295,00
dima Print Stone gray	grau	1.000g	6608 0023	295,00
dima Print Stone beige smart	beige	1.000g	6610 0147	149,00
Schienen/Nightguards				
dima Print Splint clear	transparent	1.000g	6607 7916	319,00
CAD-to-cast				
dima Print Cast ruby	runbinrot	1.000g	6608 1664	295,00
Zahnfleischmasken				
dima Print Gingiva Mask	pink	1.000g	6607 7884	295,00
Bohrschablonen/Abformlöffel				
dima Print Guide & Tray	transparent orange	1.000g	6608 1915	314,00
Prothesenbasen				
dima Print Denture Base 2	Reddish Pink	1.000g	6610 0850	379,00
dima Print Denture Base 2	Pink	1.000g	6610 0851	379,00
dima Print Denture Base 2	Original Pink	1.000g	6610 0849	379,00
Zähne / Temporäre Kronen & Brücken				
dima Print Denture Teeth 2	A1	1.000g	6610 0852	459,00
dima Print Denture Teeth 2	A2	1.000g	6610 0853	459,00
dima Print Denture Teeth 2	A3	1.000g	6610 0854	459,00
dima Print Denture Teeth 2	A3.5	1.000g	6610 0855	459,00

neu

neu

dima Print-Materialien:
Präzise abgestimmte 3D-Druck
Materialien

Die dima-Print-Materialien sind perfekt auf den 3D-Druckvorgang abgestimmt und sorgen so für erstklassige Druckergebnisse. Das Materialangebot wird stetig erweitert.

neu

99,00 € statt
149,00 €/kg

	Dentalmodelle	Dentalmodelle	Dentalmodelle	Dentalmodelle	Nightguard/Schiene
Produktname	dima Print Stone beige	dima Print Stone teal	dima Print Stone gray	dima Print Stone Beige, Smart	dima Print Splint clear
Indikation	■ Stumpfmodelle ■ Arbeitsmodelle ■ Situationsmodelle ■ Teilmodelle ■ Implantatmodelle	■ Dentalmodelle	■ kann für alle Modelltypen verwendet werden, ist aber speziell auf Techniker zugeschnitten, die grauen Gips bevorzugen ■ Nur 385 nm Wellenlänge!	■ Arbeitsmodelle, Modelle zum Tiefziehen, Ortho-Modelle	■ Funktionsschiene ■ Nightguard
Eigenschaften	■ hohe Präzision für Implantatmodelle ■ hohe Hitzebeständigkeit für das Tiefziehen ■ Farbe: beige	■ speziell für kieferorthopädische Anwendungen geeignet ■ extra hohe Hitzebeständigkeit, ideal zum Tiefziehen von Schienen ■ starker Kontrast zu Metalldrähten ■ hohe Oberflächenhärte ■ extra hohe Druckgeschwindigkeit ■ Farbe: blaugrün	■ Der Ästhetik-Spezialist ■ für Labore mit Schwerpunkt Ästhetik, z. B. Keramiker ■ sehr hoher Genauigkeitsgrad ■ hohe Hitzebeständigkeit ■ Farbe: neutrales grau	■ hohe Druckgeschwindigkeit, gute Präzision und mechanische Eigenschaften, zum Tiefziehen geeignet ■ Farbe: beige	■ hohe Genauigkeit ■ hohe Bruchdehnung ■ geringere Verwindungssteifigkeit ■ hoher Tragekomfort ■ Farbe: transparentklar
MPG-Klasse	Keine	Keine	Keine	keine	IIa
Freigabe Fremdgeräte	Ja! Asiga	Ja! Asiga	Ja! Asiga UV MAX	Ja! Asiga	Ja! Asiga

	CAD-to-Cast-Gussformen	Zahnfleischmasken	Bohrschablonen und Abformlöffel	Prothesenbasen	Prothesenzähne und temporäre Kronen & Brücken
Produktname	dima Print Cast ruby	dima Print Gingiva Mask	dima Print Guide & Tray	dima Print Denture Base 2	dima Print Denture Teeth 2
Indikation	■ Teilprothese ■ Kronen und Brücken (bis 5 Glieder)	■ Zahnfleischmasken für Modelle	■ 2 Indikationen in einer Flasche ■ Bohrschablone ■ Abformlöffel	■ Reise- oder Zweitprothese	■ Reise- oder Zweitprothese ■ temporäre Kronen & Brücken

6

Modellscanner & Design-Software



F8 – Mehr Effizienz. Mehr Geschwindigkeit.

- Technische Daten:
- Dualer Modelscan
 - 4 x 5-MP-Kameras
 - Präzision (ISO 12836): 4 µm
- Scandauer:
- Kiefer: 9 sek
 - Vollkieferabdruck: 45 sek
- Textur:
- farbig
- Scan-Strategie:
- Stumpf-in-Modell und All-in-One

Aktionspreise auf Anfrage



E4 – Das Ultra in High-Speed und Genauigkeit

- Technische Daten:
- 4 x 5-MP-Kameras
 - Präzision (ISO 12836/Implantat): 4 µm
- Scandauer:
- Kiefer: 9 sek
 - Vollkieferabdruck: 45 sek
- Textur:
- farbig
- Scan-Strategie:
- Stumpf-in-Modell



E3 – Hohe Leistungsfähigkeit und Genauigkeit z. B. bei Implantatstegen

- Technische Daten:
- 2 x 5-MP-Kameras
 - Präzision (ISO 12836/Implantat): 7 µm
- Scandauer:
- Kiefer: 18 sek
 - Vollkieferabdruck: 64 sek
- Textur:
- farbig
- Scan-Strategie:
- Standard



E2 – Für höhere Produktivität und Scannen von Texturen

- Technische Daten:
- 2 x 5-MP-Kameras
 - Präzision (ISO 12836/Implantat): 10 µm
- Scandauer:
- Kiefer: 24 sek
 - Vollkieferabdruck: 72 sek
- Textur:
- s/w
- Scan-Strategie:
- Standard

7

HiLED Power

Kulzer Lichthärtegerät für das Dental-Labor

2.099 €
statt 2.990 €



Artikelnummer 6609 8590

Maximale Effizienz für Dentallabore

HiLED Power ist die modernste Lösung für die Lichthärtung in Dentallaboren. Mit einer innovativen LED-Technologie ermöglicht das Gerät schnelle und gleichmäßige Aushärtung. Die großzügige Aushärtekammer, lange Lebensdauer der LEDs und eine intuitive Bedienung sorgen für Effizienz und konstant gute Ergebnisse – ideal für einen effizienten Laboralltag.

Vorteile für Anwender

- Schnelle und homogene Polymerisation
- Leiser Lüfterbetrieb - geräuschlos im Stand-by-Modus
- Hochleistungs-LEDs mit breitem Wellenlängen- und Anwendungsbereich
- Symbolbasiertes Display mit 3 voreingestellten Standardprogrammen und einem individuellen Timer
- Verbleibende Prozesszeit mit Display mit großem Betrachtungswinkel
- Vergrößerte Aushärtekammer für vielseitige Anwendungen, geeignet für Küvetten
- Aktive Objektkühlung
- Lange Lebensdauer der LEDs

Technische Daten	
Netzspannung	100-240 V
Nennfrequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme	200 VA
LED-Leistung	150 W
Lichtspektrum der LED	397 nm und 465 nm
Absicherung	2x T6,3A
Abmessung (H x T x B)	ca. 230 x 345 x 225 mm
Schutzklasse	Klasse I
Einschaltdauer	100 %



Heracast iQ

Artikelnummer 6600 4331

14.999€
statt
22.000 €



HiLite Power

Artikelnummer 6606 9514

2.099€
statt
3.142 €



Signum HiLite pre 2

Artikelnummer 6605 9751

392€
statt
490 €



Palamat Premium

Artikelnummer 6607 6559

1.939€
statt
2.888 €

8

Pala für Prothesen

Neukunden- Aktion:

Bestellen Sie Pala Prothesen-
kunststoffe im Wert von
€ 500,00 und erhalten Sie
einen kostenlosen Kursplatz für
„Totalprothetik in Funktion -
Aufstellung nach Plan“ !



Pala Xpress Pulver		Art. Nr.	UVP
PalaXpress rosa	1.000 g	6471 0515	164,00
PalaXpress rosa opak	1.000 g	6471 2764	164,00
PalaXpress rosa geädert	1.000 g	6471 0516	164,00
PalaXpress farblos	1.000 g	6471 1485	164,00
PalaXpress R50 geädert	1.000g	6471 1398	164,00
PalaXpress pink live	1.000g	6602 0111	164,00

Pala Lab Putty		Art. Nr.	UVP
Pala Lab Putty 90 (klein), hellblau	2 x 1,5 kg	6605 7432	80,30
Pala Lab Putty 90 (groß), hellblau	2 x 5 kg	6605 7433	203,00
Pala Lab Putty 65 (klein), rosa	2 x 1,3 kg	6605 7434	80,30
Pala Lab Putty 65 (groß), rosa	2 x 4,5 kg	6605 7435	203,00

Pala Xpress Flüssigkeit		Art. Nr.	UVP
PalaXpress Flüssigkeit	500 ml	6471 0513	91,90
		ab 3 x 500 ml	– 87,31
		ab 6 x 500 ml	– 85,47

Bestell- und Service-Hotline:

Mo-Fr, 8-17 Uhr: 0800 4372 522 (gebührenfrei)

Rund um die Uhr einkaufen:

shop.kulzer.de

Technische Beratung:

Mo-Fr, 8-16 Uhr: 06181 413 9999

Kulzer Online Webshop:

shop.kulzer.de



Die aufgeführten Preise sind Nettopreise und verstehen sich zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer. Inhaltliche Änderungen sowie Druckfehler bleiben vorbehalten.

Kontakt in Deutschland:

Kulzer GmbH
Leipziger Straße 2
63450 Hanau, Deutschland
info.lab@kulzer-dental.com
www.kulzer.de



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

