

Aligner-Attachments und Retainer-Befestigung

Kein Wechseln. Keine Kompromisse. Eine nahtlose Integration.



„Ich setze regelmäßig Aligner-Attachments ein, aber ...

„Ich möchte eine integrierte Materiallösung, bei der ich für die Aligner Attachments nicht extra ein weiteres Material einsetzen muss.“

„Ich brauche eine zuverlässige Methode, um Attachments zu platzieren und sie nach der Behandlung zu entfernen, ohne den Zahnschmelz zu beschädigen.“

„Ich möchte meinen Workflow einfach und effizient halten.“

Venus®-Komposite sind jetzt offiziell für Aligner-Attachments und die Befestigung von Retainern zugelassen.

Damit wird alles nun noch einfacher: Verwenden Sie das Material, dem Sie vertrauen, sowohl für restaurative als auch für kieferorthopädische Behandlungen – ohne den Aufwand eines Produktwechsels oder die Anpassung etablierter Arbeitsabläufe. Ganz gleich, ob Sie Venus Bulk Flow ONE, Venus Pearl, Venus Diamond oder Venus Diamond Flow bevorzugen – Sie können sich nun bei noch mehr Indikationen auf Ihr bewährtes Komposit verlassen.

Warum das wichtig ist:

- **Mehr Effizienz und vertraute Handhabung**

Ein bewährtes Komposit für restaurative und kieferorthopädische Anwendungen – reduziert den Materialbestand und vereinfacht die Praxisorganisation, reduziert Dokumentation und Schulungsaufwand

- **ONE Shade - maximale Einfachheit**

Eine Farbnuance für nahezu alle Zahnfarben – ohne zeitaufwendigen Farbwechsel. Das gelingt mit unserem Produkt-Hero für die Aligner-Therapie: Venus Bulk Flow ONE.

- **Sichere Entfernung**

Fluoreszierende Eigenschaften unserer Komposite helfen dabei, mögliche Rückstände über den DETECT Modus unserer Kulzer Translux Cure Polymerisationslampe sichtbar zu machen - für sichere und saubere Behandlungsergebnisse.

Choose it. Use it. Love it.



*Speziell unser fließfähiges Venus Bulk Flow ONE Komposit aus der PURE Linie bietet mit seinem ONE Shade Effekt vorhersehbare Ergebnisse, effiziente Prozesse und mehr Flexibilität im Praxisalltag.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Aligner-Attachments von Dr. Amisha Patel, Großbritannien



Aligner-Buttons aus Venus Pearl ONE Shade.



Aligner in situ.



„ONE Shade unterstützt einen unauffälligen Behandlungsprozess mit transparenten Alignern. Es macht eine Farbabstimmung überflüssig und bietet jedem Patienten nahezu unsichtbare Buttons.“

Dr. Amisha Patel, Großbritannien

Legen Sie gleich los mit dem neuen
Venus Bulk Flow ONE Aligner Attachment Kit.


Art. Nr. 66112380

Inhalt:

- 1x 2g Spritze Venus Bulk Flow ONE
- 1x 2ml Flasche iBOND Universal
- 5 Kanülen



Erfahren Sie mehr:



kulzer.de/venus



Workflow-Tipp

Für eine sichere Befestigung der Attachments verwenden Sie iBOND® Universal im Self-Etch-Modus. So wird eine starke Haftung gewährleistet und gleichzeitig der Zahnschmelz geschützt.

Nach Abschluss der Behandlung polieren Sie mit Venus Supra, um verbliebene Kompositreste schonend zu entfernen und eine glatte, natürliche Oberfläche zu erzielen.

Intelligente Platzierung. Schonende Entfernung. Nahtlose Ergebnisse.

